

CONTENEDOR PLOMADO PARA VIALES 18F-FDG



Esta herramienta está diseñada para el manejo de 18FDG radiofarmacos con seguridad absoluta en protección radiológica. Su uso es exclusivo dentro del centro.

Protección CF850i/s es un contenedor de \varnothing 100 mm con una altura $h = 170$ mm, con puntos de control. 13 Kg de peso total.

La cubierta exterior es AISI 304 Scotch Acero el sello de bloqueo de giro está garantizado por un anillo O 4112. El escudo interior está compuesto de una aleación de plomo espesor de 30 mm y Cap sellado en tungsteno. Dentro del contenedor un revestimiento para proteger el contenedor de cualquier impacto durante la manipulación de neopreno.

El contenedor está equipado con un sistema de deslizamiento, para extraer una posible caída con clave de bloqueo de seguridad; Este sistema está construido totalmente en tungsteno.

El nuevo tipo de extracción en la caída de la botella fue diseñado para evitar el contacto del operador con el radiofármaco.