



ÜÖÖWVÖÜÖÉÜÖÄÜÖÖWŠUÖÖÄÄ ÖÖÖÖÖÖÖÄP WÖŠÖÖÉÜÄÜÈÈ

CHASIS RADIOGRAFICOS DE ALUMINIO LIGERO MARCA “ANKO” SIN VENTANA, CON VENTANA Y CON PROFUNDIDAD

- Aluminio ligero con cierre de clip.
- Se pueden suministrar tanto en pulgadas como en centímetros.
- Fabricados en aluminio ligero siendo la tapa de vinilo.
- Refuerzos en las esquinas.
- Optimo diseño que permite un fácil uso y una perfecta manipulación.
- Clip central para poder sujetar la tarjeta de identificación del paciente.
- Se fabrican con profundidad para la incorporación de la parrilla.
- Sin pantallas de refuerzo

CHASIS RADIOGRAFICOS SIN VENTANA (en centímetros)

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0001	Chasis de 13 x 18 cm.	75,00 €
A-0002	Chasis de 15 x 30 cm.	83,00 €
A-0003	Chasis de 15 x 40 cm.	105,00 €
A-0004	Chasis de 18 x 24 cm.	86,00 €
A-0005	Chasis de 18 x 43 cm.	103,00 €
A-0006	Chasis de 20 x 40 cm.	110,00 €
A-0007	Chasis de 24 x 24 cm.	99,00 €
A-0008	Chasis de 24 x 30 cm.	101,00 €
A-0009	Chasis de 30 x 30 cm.	132,00 €
A-0010	Chasis de 30 x 35 cm.	123,00 €
A-0011	Chasis de 30 x 40 cm.	137,00 €
A-0012	Chasis de 35,6 x 35,6 cm.	135,00 €
A-0013	Chasis de 35,6 x 43,2 cm.	139,00 €
A-0014	Chasis de 40 x 40 cm.	152,00 €
A-0015	Chasis de 30 x 60 cm.	414,00 €
A-0016	Chasis de 30 x 90 cm.	429,00 €
A-0017	Chasis de 30 x 120 cm.	535,00 €


CHASIS RADIOGRAFICOS CON VENTANA (en centímetros)

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0041	Chasis de 15 x 30 cm.	105,00 €
A-0042	Chasis de 15 x 40 cm.	127,00 €
A-0043	Chasis de 18 x 24 cm.	108,00 €
A-0044	Chasis de 18 x 43 cm.	126,00 €
A-0045	Chasis de 20 x 40 cm.	132,00 €
A-0046	Chasis de 24 x 24 cm.	121,00 €
A-0047	Chasis de 24 x 30 cm.	123,00 €
A-0048	Chasis de 30 x 30 cm.	154,00 €

A-0049	Chasis de 30 x 35 cm.	145,00 €
A-0050	Chasis de 30 x 40 cm.	159,00 €
A-0051	Chasis de 35,6 x 35,6 cm.	157,00 €
A-0052	Chasis de 35,6 x 43,2 cm.	161,00 €
A-0053	Chasis de 40 x 40 cm.	174,00 €
A-0054	Chasis de 30 x 60 cm.	436,00 €
A-0055	Chasis de 30 x 90 cm.	451,00 €
A-0056	Chasis de 30 x 120 cm.	557,00 €

CHASIS RADIOGRAFICOS CON PROFUNDIDAD (en centímetros)

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0081	Chasis de 13 x 18 cm.	91,00 €
A-0082	Chasis de 15 x 30 cm.	102,00 €
A-0083	Chasis de 15 x 40 cm.	123,00 €
A-0084	Chasis de 18 x 24 cm.	102,00 €
A-0085	Chasis de 18 x 43 cm.	119,00 €
A-0086	Chasis de 20 x 40 cm.	128,00 €
A-0087	Chasis de 24 x 24 cm.	110,00 €
A-0088	Chasis de 24 x 30 cm.	113,00 €
A-0089	Chasis de 30 x 30 cm.	137,00 €
A-0090	Chasis de 30 x 35 cm.	139,00 €
A-0091	Chasis de 30 x 40 cm.	145,00 €
A-0092	Chasis de 35,6 x 35,6 cm.	147,00 €
A-0093	Chasis de 35,6 x 43,2 cm.	154,00 €
A-0094	Chasis de 40 x 40 cm.	172,00 €
A-0095	Chasis de 30 x 60 cm.	395,00 €
A-0096	Chasis de 30 x 90 cm.	586,00 €
A-0097	Chasis de 30 x 120 cm.	659,00 €



CHASIS DE MAMOGRAFIA CON PANTALLAS T.R. VERDES

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0130	Chasis de 18 x 24 cm.	344,00 €
A-0131	Chasis de 24 x 30 cm.	420,00 €

DIVISORES DE CHASIS

- Planchas de goma plomífera compacta, para situar sobre los chasis radiográficos que permiten dos o más exposiciones con una misma película radiográfica.

<u>REF.</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>P. V. P.</u>
A-1100	Divisor de 13 x 21 cm. divide ancho 18 x 24 cm.	16,50 €
A-1101	Divisor de 10,5 x 26,5 cm. divide largo 18 x 24 cm.	16,50 €
A-1102	Divisor de 16,5 x 27 cm. divide ancho 24 x 30 cm.	27,50 €
A-1103	Divisor de 13,5 x 33 cm. divide largo 24 x 30 cm.	27,50 €
A-1104	Divisor de 21,5 x 33 cm. divide ancho 30 x 40 cm.	39,60 €
A-1105	Divisor de 16,5 x 43 cm. divide largo 30 x 40 cm.	39,60 €
A-1106	Divisor de 19 x 38 cm. divide ambos 35,6 x 35,6 cm.	48,40 €
A-1107	Divisor de 19 x 46 cm. divide ancho 35,6 x 43,2 cm.	55,00 €
A-1108	Divisor de 23 x 38 cm. divide largo 35,6 x 43,2 cm.	55,00 €

PORTA CHASIS


<u>REF.</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>P. V. P.</u>
A-4000	<p>Porta chasis PARED</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuevo porta chasis con optimización del espacio (se aloja más cerca de la pared. Para todos los formatos de chasis de 30 x 90 cm. a 40 x 120 cm. - Estructura de aluminio anodizado, terminación satinada. - Bloqueos deslizantes de plástico. - Tubos de acero cromado Ø 25 mm. - Medidas: 150 cm. (altura) x 40 cm. (ancho). - Se fija a la pared con 4 tornillos. - Fácil montaje. Se ensambla con 4 tronillos. Herramientas incluidas 	875,00 €
A-4001	<p>Porta chasis RODABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Válido para chasis desde 18 x 24 cm. hasta 40 x 120 cm. - Estructura de aluminio anodizado. Terminación satinada. - Bloqueos deslizantes de plástico. - Marco de tubo de acero cromado de 40 x 40 cm. - Medidas: 170 cm. (altura) x 50 cm. (ancho). - 4 ruedas de 125 mm. Ø, dos de ellas con freno. - Fácil montaje. Se ensambla con 3 tornillos. Herramientas incluidas. 	1.932,00 €
A-4002	Soporte deslizante de recambio.	168,00 €



PANTALLAS DE REFUERZO MARCA “ANKO”

Fabricadas con la última tecnología y las técnicas más modernas para obtener:

- Una máxima calidad de imagen.
- Base en poliéster para ofrecer flexibilidad y una larga duración.
- Capa protectora para la protección de arañazos y manchas de líquidos del revelado.
- Eliminación de carga estática mediante un tratamiento especial en la base de poliéster.
- A prueba de malas condiciones atmosféricas, tanto en climas tropicales como en otros muy fríos.
- Compatibles con todo tipo de película.
- Suministradas en los siguientes tipos: UNIVERSAL – TIERRAS RARAS espectro azul – TIERRAS RARAS espectro verde – COMPENSADAS: convencional espectro azul – T.R. espectro azul – T.R. espectro verde.



PANTALLAS TIPO UNIVERSAL (espectro azul) V: 200 (en centímetros)

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0202	Juego de 2 pantallas de 13 x 18 cm.	33,00 €
A-0203	Juego de 2 pantallas de 15 x 30 cm.	63,00 €
A-0204	Juego de 2 pantallas de 15 x 40 cm.	81,00 €
A-0205	Juego de 2 pantallas de 18 x 24 cm.	69,00 €
A-0206	Juego de 2 pantallas de 18 x 43 cm.	105,00 €
A-0207	Juego de 2 pantallas de 20 x 25 cm.	123,00 €
A-0208	Juego de 2 pantallas de 20 x 40 cm.	108,00 €
A-0209	Juego de 2 pantallas de 24 x 24 cm.	78,00 €
A-0210	Juego de 2 pantallas de 24 x 30 cm.	105,00 €
A-0211	Juego de 2 pantallas de 30 x 30 cm.	126,00 €
A-0212	Juego de 2 pantallas de 30 x 35 cm.	141,00 €
A-0213	Juego de 2 pantallas de 30 x 40 cm.	159,00 €
A-0214	Juego de 2 pantallas de 35,6 x 35,6 cm.	168,00 €
A-0215	Juego de 2 pantallas de 35,6 x 43,2 cm.	204,00 €
A-0216	Juego de 2 pantallas de 40 x 40 cm.	213,00 €
A-0217	Juego de 2 pantallas de 30 x 60 cm.	240,00 €
A-0218	Juego de 2 pantallas de 30 x 90 cm.	360,00 €
A-0219	Juego de 2 pantallas de 30 x 120 cm.	477,00 €

PANTALLAS TIPO TIERRAS RARAS (espectro azul) V: 400 (en centímetros)

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0280	Juego de 2 pantallas de 9 x 12 cm.	27,00 €
A-0281	Juego de 2 pantallas de 12 x 30 cm.	90,00 €
A-0282	Juego de 2 pantallas de 13 x 18 cm.	60,00 €
A-0283	Juego de 2 pantallas de 15 x 30 cm.	117,00 €
A-0284	Juego de 2 pantallas de 15 x 40 cm.	150,00 €
A-0285	Juego de 2 pantallas de 18 x 24 cm.	129,00 €
A-0286	Juego de 2 pantallas de 18 x 43 cm.	192,00 €
A-0287	Juego de 2 pantallas de 20 x 25 cm.	123,00 €
A-0288	Juego de 2 pantallas de 20 x 40 cm.	198,00 €
A-0289	Juego de 2 pantallas de 24 x 24 cm.	144,00 €
A-0290	Juego de 2 pantallas de 24 x 30 cm.	192,00 €
A-0291	Juego de 2 pantallas de 30 x 30 cm.	228,00 €
A-0292	Juego de 2 pantallas de 30 x 35 cm.	258,00 €
A-0293	Juego de 2 pantallas de 30 x 40 cm.	297,00 €
A-0294	Juego de 2 pantallas de 35,6 x 35,6 cm.	312,00 €
A-0295	Juego de 2 pantallas de 35,6 x 43,2 cm.	378,00 €
A-0296	Juego de 2 pantallas de 40 x 40 cm.	383,00 €
A-0297	Juego de 2 pantallas de 30 x 60 cm.	444,00 €
A-0298	Juego de 2 pantallas de 30 x 80 cm.	594,00 €
A-0299	Juego de 2 pantallas de 30 x 90 cm.	666,00 €
A-0300	Juego de 2 pantallas de 30 x 120 cm.	885,00 €

PANTALLAS TIPO TIERRAS RARAS (espectro verde) V: 400 (en centímetros)

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0320	Juego de 2 pantallas de 9 x 12 cm.	25,00 €
A-0321	Juego de 2 pantallas de 12 x 30 cm.	81,00 €
A-0322	Juego de 2 pantallas de 13 x 18 cm.	53,00 €
A-0323	Juego de 2 pantallas de 15 x 30 cm.	105,00 €
A-0324	Juego de 2 pantallas de 15 x 40 cm.	135,00 €
A-0325	Juego de 2 pantallas de 18 x 24 cm.	116,00 €
A-0326	Juego de 2 pantallas de 18 x 43 cm.	174,00 €
A-0327	Juego de 2 pantallas de 20 x 25 cm.	112,00 €
A-0328	Juego de 2 pantallas de 20 x 40 cm.	179,00 €
A-0329	Juego de 2 pantallas de 24 x 24 cm.	130,00 €
A-0330	Juego de 2 pantallas de 24 x 30 cm.	174,00 €
A-0331	Juego de 2 pantallas de 30 x 30 cm.	208,00 €
A-0332	Juego de 2 pantallas de 30 x 35 cm.	234,00 €
A-0333	Juego de 2 pantallas de 30 x 40 cm.	268,00 €
A-0334	Juego de 2 pantallas de 35,6 x 35,6 cm.	283,00 €
A-0335	Juego de 2 pantallas de 35,6 x 43,2 cm.	343,00 €
A-0336	Juego de 2 pantallas de 40 x 40 cm.	356,00 €
A-0337	Juego de 2 pantallas de 30 x 60 cm.	400,00 €
A-0338	Juego de 2 pantallas de 30 x 80 cm.	535,00 €
A-0339	Juego de 2 pantallas de 30 x 90 cm.	601,00 €
A-0340	Juego de 2 pantallas de 30 x 120 cm.	802,00 €

PANTALLAS COMPENSADAS TIERRAS RARAS (espectro verde)
(en centímetros)

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0371	Juego de 2 pantallas de 30 x 90 cm.	1.302,00 €
A-0372	Juego de 2 pantallas de 30 x 120 cm.	1.734,00 €

PARA OTRAS MEDIDAS Y TIPOS, CONSULTAR PRECIOS.

PARRILLAS ANTIDIFUSORAS MARCA “ANKO” (en centímetros)

Fabricadas en aluminio para uso interno o externo del chasis.
Se suministran en dos modalidades, focalizadas y en paralelo.

- Ratio: 6:1 – 8:1 – 10:1 – 12:1
- Línea / Pulgada: 80
- Focalización: 80 – 90 – 100 – 120 – 130 – 150 – 180 – 200

	Medida	Medida			80
	<u>Exterior</u>	<u>Interior</u>	<u>Ratio</u>		<u>LINEAS</u>
A-300A	20,5x26,5cm.	18x24cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	204,00 €
A-301A	20,5x26,5cm.	18x24cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	204,00 €
A-302A	20,5x26,5cm.	18x24cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	222,00 €
A-303A	20,5x26,5cm.	18x24cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	240,00 €
A-304A	26,5x32,5cm.	24x30cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	216,00 €
A-305A	26,5x32,5cm.	24x30cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	216,00 €
A-306A	26,5x32,5cm.	24x30cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	235,00 €
A-307A	26,5x32,5cm.	24x30cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	254,00 €
A-308A	32,5x42,5cm.	30x40cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	226,00 €
A-309A	32,5x42,5cm.	30x40cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	226,00 €
A-310A	32,5x42,5cm.	30x40cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	246,00 €
A-311A	32,5x42,5cm.	30x40cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	266,00 €
A-312A	38x38cm.	35,6x35,6cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	247,00 €
A-313A	38x38cm.	35,6x35,6cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	247,00 €
A-314A	38x38cm.	35,6x35,6cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	269,00 €
A-315A	38x38cm.	35,6x35,6cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	291,00 €
A-316A	38x46cm.	35,6x43,2cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	261,00 €
A-317A	38x46cm.	35,6x43,2cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	261,00 €
A-318A	38x46cm.	35,6x43,2cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	284,00 €
A-319A	38x46cm.	35,6x43,2cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	307,00 €
A-320A	32,5x92,5cm.	30x90cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	545,00 €
A-321A	32,5x92,5cm.	30x90cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	545,00 €
A-322A	32,5x92,5cm.	30x90cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	589,00 €
A-323A	32,5x92,5cm.	30x90cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	642,00 €
A-324A	32,5x122cm.	30x120cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	784,00 €
A-325A	32,5x122cm.	30x120cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	784,00 €
A-326A	32,5x122cm.	30x120cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	854,00 €
A-327A	32,5x122cm.	30x120cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	922,00 €

PARA OTRAS MEDIDAS Y TIPOS, CONSULTAR PRECIOS.

PARRILLAS ANTIDIFUSORAS MARCA “ANKO” (en centímetros)

Fabricadas en aluminio para uso interno o externo del chasis.
Se suministran en dos modalidades, focalizadas y en paralelo.

- Ratio: 6:1 – 8:1 – 10:1 – 12:1
- Línea / Pulgada: 103
- Focalización: 80 – 90 – 100 – 120 – 130 – 150 – 180 – 200

	Medida Exterior	Medida Interior	Ratio		103 LINEAS
A-300B	20,5x26,5cm.	18x24cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	248,00 €
A-301B	20,5x26,5cm.	18x24cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	248,00 €
A-302B	20,5x26,5cm.	18x24cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	267,00 €
A-303B	20,5x26,5cm.	18x24cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	292,00 €
A-304B	26,5x32,5cm.	24x30cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	262,00 €
A-305B	26,5x32,5cm.	24x30cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	262,00 €
A-306B	26,5x32,5cm.	24x30cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	281,00 €
A-307B	26,5x32,5cm.	24x30cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	309,00 €
A-308B	32,5x42,5cm.	30x40cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	276,00 €
A-309B	32,5x42,5cm.	30x40cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	276,00 €
A-310B	32,5x42,5cm.	30x40cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	293,00 €
A-311B	32,5x42,5cm.	30x40cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	325,00 €
A-312B	38x38cm.	35,6x35,6cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	297,00 €
A-313B	38x38cm.	35,6x35,6cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	297,00 €
A-314B	38x38cm.	35,6x35,6cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	318,00 €
A-315B	38x38cm.	35,6x35,6cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	354,00 €
A-316B	38x46cm.	35,6x43,2cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	317,00 €
A-317B	38x46cm.	35,6x43,2cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	317,00 €
A-318B	38x46cm.	35,6x43,2cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	334,00 €
A-319B	38x46cm.	35,6x43,2cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	373,00 €
A-320B	32,5x92,5cm.	30x90cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	669,00 €
A-321B	32,5x92,5cm.	30x90cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	669,00 €
A-322B	32,5x92,5cm.	30x90cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	728,00 €
A-323B	32,5x92,5cm.	30x90cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	788,00 €
A-324B	32,5x122cm.	30x120cm.	6 : 1	P.V.P. NETO	962,00 €
A-325B	32,5x122cm.	30x120cm.	8 : 1	P.V.P. NETO	962,00 €
A-326B	32,5x122cm.	30x120cm.	10 : 1	P.V.P. NETO	1.048,00 €
A-327B	32,5x122cm.	30x120cm.	12 : 1	P.V.P. NETO	1.134,00 €

PARA OTRAS MEDIDAS Y TIPOS, CONSULTAR PRECIOS.

RETÍCULAS

De 5 x 5 cm. para insertar entre las cartulinas de refuerzo.

REF.	MEDIDAS	P. V. P.
A-0392	30 x 90 cm. Mod. RT-OR-52	132,00 €
A-0393	30 x 120 cm. Mod. RT-OR-53	174,00 €

PELICULA RADIOGRÁFICA - MARCA "KONICA"

KONICA AX

- Espectro: Azul

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS (centímetros)</u>	<u>PRECIOS NETOS</u>
SK15X30A	Caja de 100 películas de 15 x 30 cm.	38,00 €
SK18X24A	Caja de 100 películas de 18 x 24 cm.	28,00 €
SK24X30A	Caja de 100 películas de 24 x 30 cm.	49,00 €
SK30X40A	Caja de 100 películas de 30 x 40 cm.	80,00 €
SK35X35A	Caja de 100 películas de 35,6 x 35,6 cm.	85,00 €
SK35X43A	Caja de 100 películas de 35,6 x 43,2 cm.	104,00 €

KONICA MG

- Espectro: Verde

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS (en centímetros)</u>	<u>PRECIO NETO.</u>
SK15X30V	Caja de 100 películas de 15 x 30 cm.	38,00 €
SK18X24V	Caja de 100 películas de 18 x 24 cm.	28,00 €
SK24X30V	Caja de 100 películas de 24 x 30 cm.	49,00 €
SK30X40V	Caja de 100 películas de 30 x 40 cm.	80,00 €
SK35X35V	Caja de 100 películas de 35,6 x 35,6 cm.	85,00 €
SK35X43V	Caja de 100 películas de 35,6 x 43,2 cm.	104,00 €

PELICULA DE MAMOGRAFIA



<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>PRECIO NETO.</u>
SK18X24MAM	Caja de 100 películas de 18 x 24 cm.	42,00 €
SK24X30MAM	Caja de 100 películas de 24 x 30 cm.	70,00 €




LÍQUIDOS PARA REVELADORA
AUTOMÁTICA

<u>REF.</u>	<u>PRECIOS NETOS</u>
TT103594 Caja de Fijador SUPERFIX-MRP, compuesta de 2 frascos de 1 litro y 2 garrafas de 5 litros para que junto con 15 litros de agua, hacen 2 soluciones de fijador de 20 litros.	44,00 €
TT104000 Caja de Revelador ROENTOROLL-CRE, compuesta de 2 frascos de 1 litro y 2 garrafas de 5 litros para que junto con 15 litros de agua, hacen 2 soluciones de revelado de 20 litros.	54,00 €

CARROS PARA CHASIS Y PANELES ANTI-X

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-1170	<p>Carro metálico con ruedas pivotantes. Estructura en acero pintado a fuego, compuesto de 2 planos con plancha de goma antiestática, plano superior con separaciones en acero inoxidable para una capacidad de 20 chasis. Mod.: G-SM-03. Medidas: 62 x 45 x 135 cm.</p>	1.040,00 €
		
A-1172	<p>Carro de transporte y protección de chasis radiográficos y de películas vírgenes de RX, protección anti-x de 2 mm./Pb. Tapa del carro con dispositivo de bloqueo. Ruedas pivotantes. Mod.: P-CP-01. Medidas: 55 x 60 x 78 cm. Peso aprox.: 73 Kg</p>	2.230,00 €
		
A-1173	<p>Panel rodable para sala hospitalaria, en madera laminada, con protección anti-x de 1 mm./Pb. Mod.: S-SM-13. Medidas: 100 x 150 cm.</p>	1.323,00 €
A-1174	<p>Panel igual al anterior pero de Medidas: 120 x 150 cm. Mod.: S-SM-14.</p>	1.370,00 €
A-1175	<p>Panel rodable para sala hospitalaria, en madera laminada, con protección anti-x de 2 mm./Pb. Mod.: S-SM-15. Medidas: 100 x 150 cm.</p>	1.443,00 €
A-1176	<p>Panel igual al anterior pero de Medidas: 120 x 150 cm. Mod.: S-SM-16.</p>	1.522,00 €

MESA DE CARGA Y DESCARGA PARA LABORATORIO

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-1200	Mesa para conservación de película Rx virgen. Estructura en acero pintado a fuego. Plano superior con plancha de goma antiestática. Modelo MINI. Mod.: D-TC-00 Medidas: 54 x 62 x 100 cm. Peso aprox.: 40 Kg.	1.204,00 €
A-1201	Mesa de carga con 2 cajones y 1 bandeja inferior situada bajo los cajones. Modelo MINOR. Mod.: D-TC-01 Medidas: 97 x 62 x 100 cm. Peso aprox.: 52 Kg.	1.583,00 €
A-1202	Mesa de carga con 3 cajones y 1 bandeja inferior situada bajo los cajones. Modelo MAIOR. Mod.: D-TC-02 Medidas: 147 x 62 x 100 cm. Peso aprox.: 70 Kg.	1.884,00 €
		
A-1200 E	Embalaje de madera para mesa de carga de 1 cajón.	70,00 €
A-1201 E	Embalaje de madera para mesa de carga de 2 cajones.	105,00 €
A-1202 E	Embalaje de madera para mesa de carga de 3 cajones.	141,00 €

PASACHASIS**REF.****A-1211**

Pasachasis de 1 cuerpo y 2 puertas. Estructura metálica, pintado a fuego, interior revestido en goma. Protección anti-x con 2 mm./Pb. Dispositivo de seguridad.

Mod.: D-PS-01

Medidas interiores: 28,5 x 54,5 cm.

Medidas exteriores: 35 x 58 x 54 cm.

Peso: 24 Kg.

P. V. P.

868,00 €

**A-1212**

Pasachasis de 2 cuerpos y 4 puertas. De la misma composición del anterior.


Mod.: D-PS-02

Medidas interiores: 58,5 x 54,5 cm.

Medidas exteriores: 66 x 58 x 54 cm.


Peso: 52 Kg.

1.320,00 €



**COLGADORES EN ACERO INOXIDABLE PARA PELICULA
RADIOGRAFICA**

<u>REF.</u>			<u>P. V. P.</u>
A-1254C	Colgador de 18 x 24 cm.	Mod.: F-TC-02	44,00 €
A-1255C	Colgador de 24 x 30 cm.	Mod.: F-TC-03	47,00 €
A-1256C	Colgador de 30 x 40 cm.	Mod.: F-TC-05	50,00 €
A-1257C	Colgador de 35,6 x 35,6 cm.	Mod.: F-TC-06	50,00 €
A-1258C	Colgador de 35,6 x 43,2 cm.	Mod.: F-TC-07	58,00 €
A-1259C	Colgador de 24 x 10/15/18 cm.	Mod.: F-TC-24	47,00 €
A-1260C	Colgador de 30 x 10/15/18 cm.	Mod.: F-TC-30	48,00 €



COLGADORES DE PELICULA DENTAL

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-1270	Conjunto de 10 pinzas dentales. Mod.: F-PZ-10.	69,00 €

PORTA COLGADORES DE PARED

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-1300	Porta colgador de 20 películas de distintos tamaños. Mod. F-RT-01.	147,00 €

ARMARIO DE RADIOGRAFIAS

REF.

A-1280

Armario de radiografías, en acero esmaltado a fuego, puertas de apertura tipo libro, capacidad para 200 carpetas, sistema incorporado que puede variar las distancias de las bandejas en el armario. (Sin Carpetas).

Mod.: V-SP-06

Medidas: 100 cm. ancho x 60 cm. fondo x 200 cm. altura.

P. V. P.

CONSULTAR



DUPLICADORA

REF.

A-2200

Duplicadora de películas radiográficas de un máximo de 35x43 cm. Estructura metálica pintada a fuego. Completa con regulador electrónico para la regulación de la intensidad de luz. Mod.: L-DP-01.

Medidas: 58 x 38 x 12 cm.

P. V. P.

1.530,00 €



CONJUNTOS Y EQUIPOS PARA REVELADO MANUAL

DEPOSITOS DE REVELADO

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-2000	Deposito de 10 litros en PVC antiácido. Mod.: A-VS-04. Medidas: 6 x 42 x 51cm h	249,00 €
A-2001	Deposito de 20 litros en PVC antiácido. Mod.: A-VS-05. Medidas: 11 x 42 x 51cm h	301,00 €
A-2002	Deposito de 40 litros en PVC antiácido. Mod.: A-VS-06. Medidas: 19 x 42 x 51cm h	374,00 €



REVELADORAS MANUALES

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-2010	Reveladora manual construida en PVC antiácido, temperatura graduable, depósito de 10 litros para revelado, deposito de 10 litros para fijado y deposito de 80 litros para lavado. Modelo ALFA 2. Mod.: A-VS-01 Medidas: 60 x 53 x 98 cm. h Peso aprox.: 31 Kg. 1000 W. – 220 V. – 50 Hz.	3.017,00 €



A-2011 Reveladora manual construida en PVC antiácido, con termo regulador, deposito de 20 litros para revelador, deposito de 20 litros para fijador, deposito de 16 litros para lavado intermedio y deposito de 100 litros para lavado final.

Modelo DELTA 1.

Mod.: A-VS-03

Medidas: 105 x 60 x 105 cm. h

Peso aprox.: 62 Kg.

1000 W. – 220 V. – 50 Hz.

3.684,00 €



A-2012 Reveladora manual para película Rx de un máximo de 35x43 cm. Construida en PVC antiácido, con 2 depósitos de 5 litros y 1 de 28 litros para lavado final.

Modelo ALFA 4.

Mod.: A-VS-20

Medidas: 27 x 48 x 96cm h

Peso: 12kg

645,00 €



<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-2012A	Reveladora manual para película Rx de un máximo de 30x40 cm. Construida en PVC antiácido, con 2 depósitos de 2,5 litros (Revelador / Fijador) y otro de 15 litros de lavado, fijos en el formato, con 3 grifos de desagüe. Mod.: A-VS-22 Medidas: 22 x 38 x 53 cm.	494,00 €



A-2012B	Reveladora igual a la anterior, pero con termorregulador. Mod.: A-VS-24 Potencia: 220V – 50Hz – 1000W	547,00 €
A-2012C	Reveladora manual igual al Modelo ALFA 4, pero con termostato regulador. Mod.: A-VS-21 Medidas: 27 x 48 x 96cm h Peso: 12Kg Potencia: 220V – 50Hz – 1000W	749,00 €

REVELADORAS MANUALES DENTALES

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-2014	Reveladora manual para película Rx dental de 5x7 cm., construida en material antiácido, completa con 3 depósitos, fijador, revelador y lavado, de 200 cc. cada uno. Mod.: W-DF-01 Medidas: 23 x 33 x 31 cm.	435,00 €



- A-2015** Reveladora manual de película panorámica, con depósito de Revelado de 4 litros, depósito de Fijador de 4 litros y depósito de lavado de 9 litros, construida en PVC antiácido.
 Mod.: W-VD-01 473,00 €
 Medidas: 24 x 40 x 41 cm. h
 Peso aprox.: 8 Kg.



- A-2016** Reveladora igual a la anterior pero con termostato.
 Mod.: W-VD-02
 Medidas: 24 x 40 x 41cm h
 Peso: 8,5Kg
 Potencia: 220V 50Hz – 1000W 566,00 €

SECADOR DE PELICULAS

- | <u>REF.</u> | | <u>P. V. P.</u> |
|---------------|--|-----------------|
| A-1204 | <p>Armario construido en acero pintado a fuego para secado de películas, con termostato regulador de la temperatura y temporizador para la interrupción automática del proceso. Modelo para 15 películas.
 Mod.: E-EA-03
 Medidas: 59 x 50 x 120 cm.
 Peso aprox.: 30 Kg.
 1000 W. – 220 V. – 50 Hz.</p> | 1.615,00 € |

LÁMPARA QUIRÚRGICA MOD. STARLED 1 EVO

Lámpara de quirófano **mod. STARLED 1 EVO** de LUZ FRÍA. El sistema LED produce una luz sin rayos IR y por tanto calor. Esta luz fría no altera la temperatura con lo que el operador se mantiene frío sin que le afecte la luz. Gracias a la tecnología LED, la lámpara se ha construido con una alta calidad. La temperatura del color de la luz es de 5.000°K, comparable con la luz natural del sol. Al contrario que las bombillas convencionales es posible ajustar el brillo sin alterar las características de la luz.

- Características Técnicas:
- Potencia de luminosidad: 60.000LUX a 50cm
- Campo de luz: 9cm – 50cm
- Temperatura: 4.900°K
- Incremento de temperatura: 0° C.
- Vida media del halógeno: 50.000Horas
- Voltaje: 90-240V 50/60Hz
- Potencia de consumo: 12W
- Diámetro de luz: 12cm
- Peso cabezal: 1Kg

<u>REF.</u>		<u>Precio Neto</u>
CH/ST1EVO/R/105	Lámpara brazo rígido con base rodable.	820,00 €
CH/ST1EVO/R/102	Lámpara brazo rígido con soporte a mesa	790,00 €

- **PORTES DEBIDOS.**
- **SE SUMNISTRA DESMONTADA**
- **I.V.A. 8% NO INCLUIDO**



LÁMPARA QUIRÚRGICA MOD. STARLED 3 EVO PLUS

Lámpara de quirófano **mod. STARLED 3 EVO** de LUZ FRÍA. El sistema LED produce una luz sin rayos IR y por tanto calor. Esta luz fría no altera la temperatura con lo que el operador se mantiene frío sin que le afecte la luz. Gracias a la tecnología LED, la lámpara se ha construido con una alta calidad. La temperatura del calor de la luz es de 5.500°K, comparable con la luz natural del sol. Al contrario que las bombillas convencionales es posible ajustar el brillo sin alterar las características de la luz.

Características:

- Potencia de luminosidad: 130.000LUX
- Diámetro de trabajo de campo: 10/19cm
- Temperatura: 4.900°K
- Incremento de la temperatura en el operador: 0°C
- Incremento de la temperatura en el campo de trabajo: 0°C
- Vida media del halógeno: 50.000 Horas aprox.
- Voltaje: 230V 50/60Hz
- Consumo: 55W
- Peso del principal: 8Kgs
- Peso del brazo de pared: 7,5Kgs
- Peso del brazo de techo: 12,5Kgs

<u>REF.</u>		<u>Precio Neto</u>
CH/ST3EVO/T/EVO	Lámpara rodable:	3.515,00 €
	- Con 4 ruedas, 2 de ellas con bloqueo.	
CH/ST3EVO/S/EVO	Lámpara de techo:	3.515,00 €
	- Rotación del brazo: 360°	
	- Adecuado para techos de entre 280 y 320 cm.	
CH/ST3EVO/P	Lámpara de pared: Suministrada con dos partes:	3.515,00 €
	- 1º parte con una rotación de 180°	
	- 2º parte con una rotación de 360°	



LÁMPARA DE LED CON LENTE MOD. CIRCLED EVO

CIRCLED lámparas para innumerables aplicaciones. Dotada de una lente convexa de cristal óptico con un diámetro de 120 mm. y con una potencia de 3 diottrías (5 diottrías sobre pedido)

La iluminación está garantizada por 7 LEDS de última generación; teniendo una vida útil mínima de 50.000 horas garantizando la reducción de los costos en términos de consumo de energía y de mantenimiento.

El diseño de la CIRCLED es sobrio, funcional, ligero en su manipulación y en su posicionamiento. Está disponible en las siguientes versiones: de pared, de mesa o rodable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de color	4.900°K
Índice de rendimiento de color (Ra)	95
– Promedio de duración de los LED	50.000 horas ~
– Voltaje	90-240V –
50/60 Hz.	
– Consumo energía	20W
– Diámetro del cuerpo de la lámpara	23 cm.
– Diámetro lente	12 cm.
– Lupa (dioptrías)	3 (5 sobre pedido)
– Peso del cuerpo de la lámpara	1 kg.
– Peso del soporte rodable	3 kg.

<u>REF.</u>		<u>Precio Neto</u>
CH/CIR/R/103	Lámpara con lente con soporte a mesa	525,00 €
CH/CIR/R/104	Lámpara con lente con base rodable	600,00 €



LÁMPARA DE LED PARA DIAGNÓSTICOS MOD. SOLED

SOLED es la nueva lámpara fabricada por ACEM para usar para diagnóstico para ambulatorios, centros de salud, consultas, etc...

Ha sido diseñada y fabricada para responder a diferentes necesidades; está disponible en las siguientes versiones: de pared, de techo y con soporte rodable.

SOLED es ideal para pequeñas intervenciones de precisión, para cuidados intensivos, para salas de recuperación, para sala de urgencias. Su estructura es muy manejable y no voluminosa por lo que sería adecuada para fines de diagnóstico, laboratorios, clínicas dentales.

SOLED es práctica y funcional tanto en su uso como en su movimiento. Su forma redonda y la disposición circular de sus 23 LEDS proporcionan a la lámpara comodidad y facilidad de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de color	4.900°K
Índice de rendimiento de color (Ra)	95
Potencia de Iluminación	65.000 lux
Promedio de duración de los LED	50.000 horas ~
Voltaje	90-240V – 50/60 Hz.
Consumo energía	35W
Diámetro del cuerpo de la lámpara	22 cm.
Peso del cuerpo de la lámpara	1,5 kg.
Peso del soporte rodable	17kg.

REF.
CH/SOL/T Lámpara SOLED con base rodable

Precio Neto
2.025,00 €



REVELADORAS AUTOMATICAS

REVELADORA AUTOMÁTICA DE PELÍCULA DE RAYOS X MODELO MI-5 DIGITAL

Reveladora Multi-Funciones

Trabajando con películas estándar, de mamografía o gráficas, la reveladora MI-5 tiene la ventaja de poder regular digitalmente la temperatura y de tener unos controles de velocidad fijos que aseguran una consistente y alta calidad de potencia.

Bajo Consumo de Químicos y Modo Stand-by

Unos micro-sensores detectan y miden la longitud de la película y automáticamente rellenan con la cantidad necesaria de líquidos para obtener un resultado perfecto. Cuando la procesadora MI-5 está encendida y esperando a que otra película sea introducida, automáticamente se conecta el modo Stand-by. Esto significa un mínimo uso de los químicos y la reducción del consumo eléctrico, pero estando siempre preparada para la acción al instante.

Programas de Anti-Cristalización y de Anti-Oxidación

Para prevenir la formación de cristales y consecuentemente la formación de sedimentos en los rollos, los rollos giran automáticamente en tres intervalos cada hora. Para asegurar que los químicos permanecen activos, una pequeña cantidad de ellos es rellanada cada hora para mantener una actuación óptima.

Fácil Acceso

Las cubiertas frontales son separables, esto asegura un fácil acceso para cualquier servicio o inspección de los principales componentes de la reveladora MI-5, sin ser necesarios ni vaciar los tanques ni girar la máquina.



Datos Técnicos:	
Formato de la película:	min. 10x10 cm. (4"x4") máx. 35x43 cm. (14"x17")
Transporte de película:	Transporte continuo: parada / encendido automático.
Tiempo de procesado:	90/105/118/135/143/167 seg.
Capacidad de procesado:	241 x 305 mm. 147 Pel./Hora 432 x 358 mm. 82 Pel./Hora
Velocidad procesada	589 mm./min. (9,82 mm./s)
Temperatura del revelador:	28° - 37° C
Temperatura del fijador:	28° - 37° C
Temperatura de secado:	Max. 70° C ajustable.
Capacidad de los tanques:	5/5/5 litros (sistema de rebose)
Capacidad tanques regeneración:	25 litros (revelador y fijador)
Regeneración de químicos:	450/750 ml. (automático)
Bomba de circ. de químicos:	10,5 lit./min. (continuo)
Caudal de agua:	1,9 lit./min. (en proceso) 0,01 lit./min. (stand-by)
Consumo de potencia:	1,4 kWh (en proceso) 0,12 kWh (stand-by)
Niveles de ruido:	58dB (A) Máximo
Emisión de calor:	1,4 kJ/s (en proceso) 0,1 kJ/s (stand-by)
Dimensiones:	78 cm. (largo); 59 cm. (ancho); 42 cm. (alto).
Peso:	35 Kg. (vacío); 50 Kg. (llena).
Características Técnicas:	
Antioxidación:	Una vez cada hora, automáticamente.
Anti-cristalización:	3 veces cada hora, automáticamente.
Opción manual:	Llenado de tanque.
Características de seguridad:	
Mecánico:	-Plásticos ignífugos. -Parada automática cuando la tapa de la reveladora esta desplazada.
Eléctrico:	-Indicador luminoso de sobrecalentamiento. -Interruptor de control de microprocesador. -Termostato de control de calor. -Circuito protegido por fusibles.
Conexión:	230 V; 8,8 Amp; 50 Hz.
Conexión de agua:	Fusibles con diferencial y toma de tierra. ¾"; 2-10 Bar. (29-145 psi) 7 lit./min. por lo menos.
Cuarto oscuro:	-Temperatura: 18° - 27° C. -Humedad relativa: 60% máximo. -Ventilación: Renovación de aire 10 veces / hora.

Precio Neto
4.421,00 €

- **Instalación incluida en el precio (en la península)**


ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE LA REVELADORA MI-5

REF.

TT103594	Caja de Fijador SUPERFIX-MRP, compuesta de 2 frascos de 1 litro y 2 garrafas de 5 litros para que junto con 15 litros de agua, hacen 2 soluciones de fijador de 20 litros.	
TT104000	Caja de Revelador ROENTOROLL-CRE, compuesta de 2 frascos de 1 litro y 2 garrafas de 5 litros para que junto con 15 litros de agua, hacen 2 soluciones de revelado de 20 litros.	
A-0004	Chasis de 18 x 24cm	
A-0008	Chasis de 24 x 30cm	
A-0011	Chasis de 30 x 40cm	
A-0325	Juego de 2 pantallas de 18 x 24cm tipo tierras raras verde	
A-0330	Juego de 2 pantallas de 24 x 30cm tipo tierras raras verde	
A-0333	Juego de 2 pantallas de 30 x 40cm tipo tierras raras verde	
CEA18X24V	Caja de 100 películas de 18 x 24cm Verde	
CEA24X30V	Caja de 100 películas de 24 x 30cm Verde	
CEA30X40V	Caja de 100 películas de 30 x 40cm Verde	
MI5M	Mesa especial para reveladora.	<u>Precio Neto</u> 240,00 €

ACCESORIOS CUARTO OSCURO

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-2030	Lámpara inactiva de pared, orientable, construida en ABS antiácido, con lámpara de 15 W. – 220 V. para película de emulsión azul. Filtro de 16 x 21 cm. Mod.: M-LI-01	191,00 €
A-2033	Lámpara igual a la anterior para película de emulsión verde. Mod.: M-LI-02	201,00 €




A-2035	Reloj de 60 minutos para cámara oscura. Mod. F-OR-01	57,00 €
A-2036	Aspirador de cámara oscura, con mando a distancia, invertidor de flujo de 600 mc/h, foco de instalación de 26 cm. Mod.: V-AS-03	1.129,00 €



FILTROS

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-2030V	Para lámpara de película de emulsión azul de 16 x 21 cm.	CONSULTAR
A-2033V	Para lámpara de película de emulsión verde de 16 x 21 cm.	

SISTEMAS DE IDENTIFICACION DE PELICULAS RADIOGRAFICAS

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-2100	Identificador de película con temporizador eléctrico. Mod.: L-FT-03 Espacio de identificación: 8,5 x 2,5 cm. Medidas: 24 x 23 x 6 cm.	413,00 €
		
A-2110	Serie de 27 letras de plomo en 12 mm. de la A a la Z	33,00 €
A-2111	Serie de 10 números de plomo en 12 mm. del 0 al 9	20,00 €
	Serie de 10 letras D y 10 letras I de plomo en 12 mm.	35,00 €
A-2112	Letras "D"	
A-2119	Letras "I"	
A-2113	Serie de 10 letras A y 10 letras P de plomo en 12 mm.	35,00 €
A-2114C	Letras individuales de plomo 12 mm. (P.V.P. NETO)	CONSULTAR
A-2116	Reloj de urología	53,00 €
L-PB-20	Conjunto de 5 CLIPS en acero inox., para radiografías Mod.: L-PB-20	74,00 €
A-1127	Regla plomada de 1m	CONSULTAR

GUILLOTINAS Y CORTA-ESQUINAS

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-2210	Guillotina para cortar películas. Mod.: L-TR-01 Medidas: 51 x 30 cm.	568,00 €
A-2111	Corta esquinas de pinza. Mod.: L-TR-02	180,00 €

NEGATOSCOPIOS

- Fabricado en acero esmaltado.
- Iluminación por fluorescente circular de 32 W.
- Pantalla de metacrilato blanco opal.
- Pantallas independientes de 36 x 43 cm., 30 x 90 cm. y 30 x 120 cm.
- Sistema de fijación por gravedad para las radiografías.
- Voltaje a 220 V. 50 Hz. (por petición 110 V. 60 Hz.)
- Encendido directo individual.
- Encendido por regulación individual.



ENCENDIDO DIRECTO

<u>REF.</u>	<u>Medidas</u>	<u>Peso</u>	<u>P. V. P.</u>
A-1301SR 1 cuerpo de 36x43 cm.	38x45x11 cm.	5 Kg.	84,00 €
A-1302SR 2 cuerpos de 36x43 cm.	75x45x11 cm.	9 Kg.	153,00 €
A-1303SR 3 cuerpos de 36x43 cm.	111x45x11 cm.	12 Kg.	216,00 €
A-1304SR 4 cuerpos de 36x43 cm.	147x45x11 cm.	16 Kg.	289,00 €
A-1305SR 5 cuerpos de 36x43 cm.	183x45x11 cm.	20 Kg.	395,00 €
A-1306SR 6 cuerpos, 3+3 de 36x43 cm.	222x90x11 cm.	22 Kg.	439,00 €
A-1308SR 8 cuerpos, 4+4 de 36x43 cm.	294x90x11 cm.	29 Kg.	Consultar
A-1310SR 10 cuerpos, 5+5 de 36x43 cm.	366x90x11 cm.	34 Kg.	Consultar

CON REGULADOR DE LUZ

<u>REF.</u>	<u>Medidas</u>	<u>Peso</u>	<u>P. V. P.</u>
A-1301CR 1 cuerpo de 36x43 cm.	38x45x11 cm.	5 Kg.	145,00 €
A-1302CR 2 cuerpos de 36x43 cm.	75x45x11 cm.	9 Kg.	276,00 €
A-1303CR 3 cuerpos de 36x43 cm.	111x45x11 cm.	12 Kg.	399,00 €
A-1304CR 4 cuerpos de 36x43 cm.	147x45x11 cm.	16 Kg.	535,00 €
A-1305CR 5 cuerpos de 36x43 cm.	183x45x11 cm.	20 Kg.	705,50 €
A-1306CR 6 cuerpos, 3+3 de 36x43 cm.	222x90x11 cm.	22 Kg.	819,50 €
A-1308CR 8 cuerpos, 4+4 de 36x43 cm.	294x90x11 cm.	29 Kg.	Consultar
A-1310CR 10 cuerpos, 5+5 de 36x43 cm.	366x90x11 cm.	34 Kg.	Consultar


NEGATOSCOPIOS DE COLUMNA

<u>REF.</u>	<u>Medidas</u>	<u>Peso</u>	<u>P. V. P.</u>
A-1309SR Columna de 30 x 90 cm.	30x90x11 cm.	8 Kg.	136,00 €
A-1312SR Columna de 30 x 120 cm.	30x120x11 cm.	11 Kg.	198,00 €

NEGATOSCOPIOS DE MAMOGRAFÍA DE ALTA FRECUENCIA

- Alta intensidad luminosa.
- Regulación de intensidad.
- Dispuesto para radiografías de 18 x 24 y 24 x 30 cm.
- Luminosidad central 7000 cd/mg. En los laterales pérdida de $\pm 15\%$.

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
M-NM-01AF Negatoscopio para 4 Radiografías de 18 x 24 cm. Medida: 72 x 24 (1 Sector).		990,00 €
M-NM-02AF Negatoscopio para 4 Radiografías de 24 x 30 cm. Medida: 96 x 30 (1 Sector).		1.050,00 €
M-NM-03AF Negatoscopio para 8 Radiografías de 18 x 24 cm. Medida: 72 x 24 (2 Sectores).		2.000,00 €
M-NM-04AF Negatoscopio para 8 Radiografías de 24 x 30 cm. Medida: 96 x 30 (2 Sectores).		2.100,00 €



NEGATOSCOPIOS EXTRAPLANOS


Características Generales:

- Peso : Ligero.
- Extraplano
- Potencia : 220-240V 50/60 Hz.
- Luminosidad : 8.000–12.000 Lux.
- Montaje : Sencillo en Pared.
- Fuente de Luz : Fluorescente de Plasma.
- Tiempo de Vida : 20.000 Horas.
- Modelos : De 1, 2, 3 y 4 cuerpos

REF.

PRECIOS NETOS

JE-1301D	Negatoscopio de 1 cuerpo. Medidas exteriores : 430 x 530 x 32 mm. Área de visión : 360 x 432 mm. (14,2" x 17") Peso : 2,3 Kg.	356,00 €
JE-1302D	Negatoscopio de 2 cuerpos. Medidas exteriores : 790 x 530 x 32 mm. Área de visión : 720 x 432 mm. (28,4" x 17") Peso : 4,3 Kg.	585,00 €
JE-1303D	Negatoscopio de 3 cuerpos. Medidas exteriores : 1150 x 530 x 32 mm. Área de visión : 1080 x 432 mm. (42,5" x 17") Peso : 5,9 Kg.	814,00 €
JE-1304D	Negatoscopio de 4 cuerpos. Medidas exteriores : 1510 x 530 x 32 mm. Área de visión : 1440 x 432 mm. (56,7" x 17") Peso : 7,8 Kg.	1.043,00 €
ACCESORIO: 1 Dispositivo de sobre mesa para negatoscopio de 1 cuerpo		133,00 €



NEGATOSCOPIO DENTAL

REF.

A-2430DE

Negatoscopio dental para película panorámica de 15 x 30cm
Mod. PANORAM 1
Medidas: 36 x 18 x 7cm

P. V. P.

204,00 €



NEGATOSCOPIOS EN ACERO INOXIDABLE

Las mismas medidas que los modelos de negatoscopios de encendido directo o con regulador.

Consultar precio

ESCALA DE OPTOTIPO


REF.

A-1315

Optotipo de adulto, fabricado en acero esmaltado, iluminación por tubo fluorescente redondo, pantalla de metacrilato con serigrafía. Voltaje a 220.
Peso : 5 Kg.
Medidas: 45 x 38 x 11 cm.

P. V. P.

CONSULTAR



A-1313

Optotipo infantil, fabricado en acero esmaltado, iluminación por tubo fluorescente redondo, pantalla de metacrilato con serigrafía infantil. Voltaje a 220.
Peso : 5 Kg.
Medidas: 45 x 38 x 11 cm.

CONSULTAR



VISOR SPOT PARA MAMOGRAFIA

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-1332	Visor Spot orientable, lámpara halógena de 300 W. con diafragma de iris. Mod.: M-SP-01 + M-DI-01	854,00 €
A-1333	Visor Spot orientable, lámpara halógena de 300 W. con diafragma de iris y lupa. Mod.: M-SP-01 + M-DI-01 + M-LF-01	1.214,00 €



ACCESORIOS VARIOS

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
V-BC-11	Posicionador para cráneo, radio transparente. Medidas: 25 x 20 x 10 cm. AP	CONSULTAR
V-BC-12	Posicionador para cráneo, radio transparente. Medidas: 25 x 20 x 10 cm. PA	CONSULTAR
V-BC-13	Posicionador para cráneo lateral derecho, radio transparente. Medidas: 25 x 20 x 10 cm.	CONSULTAR
V-BC-14	Posicionador para cráneo lateral izquierdo, radio transparente. Medidas: 25 x 20 x 10 cm.	CONSULTAR
V-BC-15	Posicionador para niños lactantes, radio transparente.	CONSULTAR
V-BC-16	Posicionador para niños pequeños, radio transparente.	CONSULTAR
V-BC-01	Conjunto de 11 piezas para posicionamientos de paciente.	155,00 €



V-BC-04	Colchoneta radiotransparente Medidas: 180 x 50 x 4hcm	CONSULTAR
----------------	--	-----------

MEDIDORES ESPECIALES

<u>REF.</u>		
A-3050	Regla de espesor en aluminio anodizado.	63,00 €
A-2701	Regla de pelvimetría.	929,00 €

SUJETA BEBÉS

<u>REF.</u>		
A-076671	Sujeta Bebés	CONSULTAR

ACCESORIOS ANTIMAGNÉTICOS PARA RESONANCIA MAGNETICA

REF.

PRECIOS NETOS

R-MN-60 Camilla de transporte de paciente, estructura en aluminio anodizado, con 4 ruedas estáticas en acero inoxidable de 20 cm. Ø, con 2 frenos. De altura fija. Incluye e colchón en goma espuma revestido en skay, soporte para porta sueros y barras abatibles.

Ref.: R-MN-60

Medidas: 200 x 63 x 80 cm.

1.784,00 €



R-MN-10 Silla para transporte de enfermos, en acero inoxidable 18/10, revestida en semi-piel lavable, con 4 ruedas pivotantes.

Ref.: R-MN-10

Medidas: 55 x 70 x 90 cm.

1.025,00 €



R-MN-11 Carro de transporte en aluminio anodizado, 2 planos lavables, 4 ruedas pivotantes de 12 cm. Ø.

Ref.: R-MN-11

Medidas: 70 x 50 x 80 cm.

600,00 €



R-MN-12 Escalera de 2 peldaños, con apoya manos y brazo en la parte derecha, estructura en acero inoxidable 18/10.

Ref.: R-MN-12

Medidas: 40 x 46 x 40 cm.

(2 Peldaños altura 20 y 40 cm.)

644,00 €



R-MN-03 Porta sueros con 4 ganchos, estructura en acero inoxidable 18/10, base rodable con 5 ruedas, 2 con freno.

Ref.: R-MN-03

Medidas: 70 x 280 cm.

345,00 €



R-MN-01 Detector portátil de metal para entrada en sala, dotado de alarma acústica. Funciona a baterías.

Ref.: R-MN-01

Medidas: 30 x 8 cm.

636,00 €

R-MN-23 Plano de transporte de paciente en mesa, radiotransparente, en material resistente y fácilmente lavable.

Ref.: R-MN-23

Medidas: 170 x 86 cm.

CONSULTAR

R-MN-24 Plano de transporte de paciente en mesa, radiotransparente, en material resistente y fácilmente lavable.

Ref.: R-MN-24

Medidas: 140 x 48 cm.

CONSULTAR

<u>REF.</u>	<u>PRECIOS NETOS</u>
R-MN-04 Armario anti-magnético -Fabricado en madera anti-ralladuras - Color blanco opaco con bordes en PVC de color negro - Parachoques redondeados - Compuesto de dos módulos: · Módulo Superior: 6 compartimentos con llave y nº de identificación · Módulo Inferior: 2 estantes Medidas: 70 x 45 x 175cm de altura	1.222,00 €
R-MN-27 Armario anti-magnético porta bobinas y accesorios varios - Fabricado en madera anti-ralladuras - Color blanco opaco con bordes en PVC de color negro - Mod. De 3 módulos Medidas: 174 x 52 x 160cm de altura	1.751,00 €
R-MN-05 Armario antimagnético porta bobinas y accesorios varios - Fabricado en madera anti-ralladuras - Color blanco opaco con bordes en PVC de color negro - Mod. De 4 módulos dividido en 3 estantes y un espacio inferior con 2 puertas y 2 cajones Medidas: 150 x 60 x 170cm de altura	2.073,00 €
R-MN-06 Armario anti-magnético porta bobinas y accesorios varios - Fabricado en madera anti-ralladuras - Color blanco opaco con bordes en PVC de color negro - Mod. De 5 módulos dividido en: ·parte superior: 3 puertas con tres estantes y dos estantes con puertas ·parte inferior: 2 cajones	2.020,00 €