

# DELANTAL ANTI-X MOD. AN11



**Conjunto de 2 piezas** (chaleco y falda) de protección anti-x, modelo AN11, fabricado con varias capas de vinilo plomífero, que aportan una gran flexibilidad y peso mucho más ligero.

Se fabrica en protección de **0,25 - 0,35 y 0,50mm/pb para 100kV.**

La longitud del conjunto total chaleco + falda, teniendo en cuenta la parte sobrepuesta,

corresponde a las tallas S y miden 90 cm de largo

**M,** 110 cm de largo

**L,** 117 cm de largo

Este equipamiento es utilizado por el operador.


Este modelo, que protege la totalidad del cuerpo, se confecciona en Nylon **Teflón**, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.

### Materiales componentes de los equipamientos:


0,25mm Pb: 2 láminas de 0,125mm Pb

0,35mm Pb: 3 láminas de 0,125mm Pb


0,50mm Pb: 3 láminas de 0,167mm Pb



AN11 - S



AN11 - M



AN11 - L

### Colores:

Azul Claro	<b>Azul</b>	Burdeos	<b>Violeta</b>
<b>Rojo</b>	Gris	<b>Verde Oscuro</b>	<b>Verde</b>
	<b>Amarillo</b>		