

DELANTAL ANTI-X MOD. AN37



Fabricado con los siguientes materiales de vinilo que aportan una gran flexibilidad y pesa mucho más ligero:

- Vinilo plomado standard
- Vinilo plomado super ligero
- Vinilo SIN PLOMO

Se fabrica en protección de 0,25 - 0,35 y 0,50mm/pb para 100 kV

La **longitud** de los delantales es de 90-100-110-120-130cm y la anchura es correspondiente a las tallas S-M-L

Este equipamiento es utilizado para el **operador**

Este modelo llamado **tipo ABRIGO CRUZADO**, al abrocharse en la parte delantera mediante velcro, protege totalmente el cuerpo desde los hombros hasta las rodillas.


Se confecciona en Nylon **Teflón**, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.

Materiales componentes de los equipamientos:


0,25mm/pb: 2 láminas de 0,125mm/pb

0,35mm/pb: 3 láminas de 0,125mm/pb


0,50mm/pb: 3 láminas de 0,167mm/pb



AN37 - S



AN37 - M



AN37 - L

Colores:

Azul Claro	Azul	Burdeos	Violeta
Rojo	Gris	Verde Oscuro	Verde
	Amarillo		