

DELANTAL ANTI-X MOD. AN40



Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aportan una gran flexibilidad y pesa mucho más ligero. Se fabrica en protección de **0,25 - 0,35 y 0,50mm/pb para 100 kV.**

La longitud de los delantales es de 90 - 100 - 110 - 120 y 130cm y la anchura es correspondiente **S-M-L-XL**

Este modelo tipo **SUECO**, protege la totalidad de la parte delantera. La incorporación de un cinturón regulable con cierre, permite una perfecta adaptación y una distribución adecuada del peso del delantal al cuerpo del operador.

Se confeccionan en Nylon **Teflón**, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.

Este equipamiento es utilizado por el operador.

Tipo de material: vinilo estándar con plomo
 vinilo ligero con plomo
 vinilo sin plomo

Couleurs:

Parma	Amarillo limón	Azul Marino	Blanco
Rojo	Verde	Azul	Gris
Burdeos	Verde militar	Azul celeste	Gris oscuro

