

# DELANTAL ANTI-X MOD. AN43



Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aportan una gran flexibilidad y pesa mucho más ligero. Se fabrica en protección de **0,50 y 1mm Pb Para 100kV.**

Este modelo llamado **tipo FALDILLA**, es concebido para proteger las gónadas de los pacientes, se ajusta perfectamente por un cinturón con cierre de velcro.

La protección de 0,50mm Pb. - 1mm/pb. Es para gonadales y protección de ovarios

Tallas de producción (S-M-L-XL) y las medidas son de 25x20 - 30x30 - 40x40 -50x50cm.

Se confecciona en Nylon **Teflón**, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.

**Colores:** Azul-Gris-Verde-Burdeos...

Materiales componentes de los equipamientos:

0,50mm Pb: 3 láminas de 0,167mm Pb

1mm Pb: 6 láminas de 0,167mm Pb.

Colores:

Azul Claro	<b>Azul</b>	Burdeos	<b>Violeta</b>
<b>Rojo</b>	Gris	Verde Oscuro	<b>Verde</b>
	<b>Amarillo</b>		

