


DELANTAL MOD. AN34



Colores:

Azul Claro	Azul	Burdeos	Violeta
Rojo	Gris	Verde Oscuro	Verde
	Amarillo		

Fabricado con varias capas de vinilo plomífero que aportan gran flexibilidad y pesa mucho más ligero.

Se fabrica en protección de 0,50mm/pb para 100kV

La longitud del delantal es de 100 cm aprox, y la anchura de 46 cm es su parte más ancha.

Este equipamiento es utilizado por el paciente.

Este modelo llamado panorámico, protege la parte anterior y posterior de la espalda y espina dorsal, abrochándose en la parte trasera con velcro.

Se confecciona en nylon Teflón y es resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.

Materiales componentes de los equipamientos:

0,50mm/pb: 3 láminas de 0,167mm/pb