

DELANTAL ANTI-X MOD. AN42



Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aportan una gran flexibilidad y pesa mucho más ligero. Se fabrica en protección de 0,50 Pb. Para 100kV.

Este modelo llamado tipo **PACIENTE**, es utilizado en radiología dental. Su uso es para el paciente sentado.

Los tamaños de las tallas son de 51 x 76cm y 60 x 100cms.

*Talla S para niños

*Talla M para adultos

Se confecciona en Nylon **Teflón**, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.

Colores: Azul-Gris-Verde-Burdeos...

Materiales componentes de los equipamientos:


0,50mm Pb: 3 láminas de 0.167mm Pb

Colores:

Azul Claro	Azul	Burdeos	Violeta
Rojo	Gris	Verde Oscuro	Verde
	Amarillo		



AN42 - S



AN42 - M

