

DELANTAL ANTI-X MOD. AN39



Fabricado con varias capas de vinilo pomífero que aporta una gran flexibilidad y peso mucho más ligero.

Se fabrica en protección **0,25 - 0,35 - 0,50mm Pb** para 100 kV
La longitud de los delantales es de **90-100-110-120-130** y la anchura es correspondiente a las tallas **M - L**.

Este equipamiento es utilizado por el operador.

Este modelo llamado **tipo CASULLA**, protege totalmente el cuerpo desde los hombros hasta las rodillas.

Se confecciona en **Nylon Teflón**, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración. Protección completa de la parte anterior y posterior del cuerpo, abierto en los lados.


Colores: Azul - Gris - Verde - Burdeos...

Materiales componentes de los equipamientos:


0,25mm Pb: 2 láminas de 0,125mm Pb

0,35mm Pb: 3 láminas de 0,125mm Pb

0,50mm Pb: 3 láminas de 0,167mm Pb



AN39 - M



AN39 - L

Colores:

Azul Claro	Azul	Burdeos	Violeta
Rojo	Gris	Verde Oscuro	Verde
	Amarillo		