

MANGA ANTI-X



Mangas de protección limitada anti-radiaciones, en látex de goma natural enriquecida de polvos de plomo.

Estas mangas son Dispositivos de Protección Individual (DPI). Las mangas tienen grabada la Marca CE dado que cumplen con los requisitos contemplados en la Directiva 89/686/CEE (y sucesivas modificaciones) relativa a los Dispositivos de Protección Individual, acatada con D.L. N. 475/92 del 4 de diciembre de 1992. Además, las mangas PROGUARD™ satisfacen los requisitos de los estándares europeos

Modelo	Grosor	Equivalencia en Plomo
0,30 mm	0.30 ± 0.02 mm	0.022 ± 0.02 mm Pb

NIVELES DE ATENUACIÓN:

60 KVP	80 KVP	100 KVP	120 KVP
55%	43%	35%	31%

BIOCOMPATIBILIDAD:

Debido de la presencia de látex de goma natural y de óxido de plomo en la composición de la mezcla, las mangas PROGUARD™ se han sometido a pruebas de irritación cutánea, de sensibilización alérgica y de contenido de proteínas residuales

REESTERILIZACIÓN:

Con Óxido de Etileno (3 veces).
La reutilización del dispositivo y las instrucciones relativas a su uso, se detallan en la nota informativa que se adjunta a cada envase.

TALLAS:

- PEQUEÑA: 6,5-7
- MEDIA: 7,5-8
- GRANDE: 8,5 - 9