

MANOPLAS ANTI-X



AN100



Manoplas de Protección anti-x Mod. AN100

Se ajustan a la mano con cinta de velcro especialmente diseñadas para Hemodinámica y Veterinaria

Se fabrican con una protección de :

- 0,25mm /pb
- 0,35mm/pb
- 0,50mm/pb
- 1mm/pb

AN101

Manoplas tipo guante de protección anti-x Mod. AN101

Se ajustan a la mano con cinta de velcro.

Se fabrican con una protección de:

- 0,25mm/pb
- 0,35mm/pb
- 0,50mm/pb

Colores:

Azul Claro	Azul	Burdeos	Violeta
Rojo	Gris	Verde Oscuro	Verde
	Amarillo		

