

GUANTES DE CIRUGIA ATENUADORES DE RADIACIONES
MOD. PROGUARD RR3

PROGUARD RR3 Guantes de protección anti radiaciones, de látex de goma natural.

La especial composición de la mezcla y la forma anatómica con dedos flexionados, proporcionan al PROGUARD las características de suavidad, elasticidad, confort y ajustabilidad típicas de los guantes de cirugía.

Estos guantes son Dispositivos de Seguridad Individual (DPI).

Se suministran en bolsas esterilizadas en las siguientes tallas: 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 - 10

Grosor: 0.60 – 0,02 mm.

Esterilización: con Óxido de Etileno. (4 Veces)

En caja de 3 pares, ver más características de uso.

VALORES DE ATENUACIÓN

<u>KVp</u>	<u>Atenuación de Radiación</u>
60	81 %
80	69 %
100	62 %
125	59 %

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0411RR3	Par de guantes anti-x, nº 7	69,00 €
A-0412RR3	Par de guantes anti-x, nº 7 ½	69,00 €
A-0413RR3	Par de guantes anti-x, nº 8	69,00 €
A-0414RR3	Par de guantes anti-x, nº 8 ½	69,00 €
A-0415RR3	Par de guantes anti-x, nº 9	69,00 €
A-0416RR3	Par de guantes anti-x nº 10	69,00€

Pedido mínimo 1 caja de 3 pares de guantes



GUANTES DE CIRUGIA ATENUADORES DE RADIACIONES
MOD. ANKO SIN PLOMO

ANKO SIN PLOMO son Guantes de protección anti radiaciones, de látex de goma natural. La especial composición de la mezcla y la forma anatómica con dedos flexionados, proporcionan al guante las características de suavidad, elasticidad, confort y ajustabilidad típicas de los guantes de cirugía.

Estos guantes son Dispositivos de Seguridad Individual (DPI).

Se suministran en bolsas esterilizadas en las siguientes tallas: 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9
 Equivalencia en plomo: 0.04 mm.

En caja de 5 pares, ver más características de uso.

VALORES DE ATENUACIÓN

<u>KVp</u>	<u>Atenuación de Radiación</u>
60	63 %
80	53 %
100	46 %
125	37 %

<u>REF.</u>	<u>MEDIDAS</u>	<u>P. V. P.</u>
A-0410Z	Par de guantes anti-x, nº 6 ½	49,00 €
A-0411Z	Par de guantes anti-x, nº 7	49,00 €
A-0412Z	Par de guantes anti-x, nº 7 ½	49,00 €
A-0413Z	Par de guantes anti-x, nº 8	49,00 €
A-0414Z	Par de guantes anti-x, nº 8 ½	49,00 €
A-0415Z	Par de guantes anti-x, nº 9	49,00 €

Pedido mínimo 1 caja de 5 pares de guantes



GUANTES DE PROTECCION ANTI-X

En polivinilo plomado flexible sin ninguna costura, se suministran con un par de guantes de algodón blanco para su interior. Color gris oscuro. Talla única.
Se fabrican en dos protecciones: 0,25 mm./Pb. y 0,50 mm./Pb.

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-0400	Par de guantes de 0,25 mm./Pb., con un par de guantes blancos de algodón . Mod. AN15/025.	136,00 €
A-0402	Par de guantes de 0,50 mm./Pb., con un par de guantes blancos de algodón . Mod. AN15/050.	204,00 €



MATERIAL DE BISMUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL PACIENTE

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-076661	Caja de 20 protectores de ojos de Bismuto	162,00 €
A-076665	Caja de 10 protectores de tiroides de Bismuto	172,00 €
A-076663	Caja de protector de mama de Bismuto talla M	182,00 €
A-076664	Caja de protector de mama de Bismuto talla L	192,00 €
A-076662	Caja de 10 protectores infantiles-Neonatales de Bismuto	180,00 €
A-076666	Caja de 8 protectores infantiles-1 año de Bismuto	180,00 €
A-076668	Caja de 6 protectores infantiles-5 años de Bismuto	180,00 €
A-076660	Caja de 4 protectores infantiles-10 años de Bismuto	180,00 €



Protector de tiroides



Protector de Ojos



Protector de Mama



Protector Infantil

MANOPLAS DE PROTECCION ANTI-X

Se ajustan a la mano con cinta de velcro, especialmente diseñadas para Hemodinámica y Veterinaria.

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
HOX-250032	Par de manoplas en 0,25 mm./Pb.	88,00 €
HOX-350032	Par de manoplas en 0,35 mm./Pb.	93,50 €
HOX-500032	Par de manoplas en 0,50 mm./Pb.	99,00 €
HOX-1000032	Par de manoplas en 1 mm./Pb.	104,50 €



MANOPLAS TIPO GUANTE DE PROTECCION ANTI-X

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
HOX-250032G	Par de manoplas tipo guante en 0,25 mm./Pb.	104,50 €
HOX-350032G	Par de manoplas tipo guante en 0,35 mm./Pb.	110,00 €
HOX-500032G	Par de manoplas tipo guante en 0,50 mm./Pb.	115,50 €



MANGAS DE PROTECCIÓN ANTI-X

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
LS2500	Manga larga (hombro hasta muñeca) en 0,25mm/pb	121,00 €
LS3500	Manga larga (hombro hasta muñeca) en 0,35mm/pb	132,00 €
LS5000	Manga larga (hombro hasta muñeca) en 0,50mm/pb	154,00 €
SS2500	Manga corta (hombro hasta codo) en 0,25mm/pb	99,00 €
SS3500	Manga corta (hombro hasta codo) en 0,35mm/pb	110,00 €
SS5000	Manga corta (hombro hasta codo) en 0,50mm/pb	132,00 €



CORTINAS DE PROTECCION ANTI-X

Fabricadas con finísimas capas de Vinilo Plomífero, permiten la división y la protección de gabinetes radiológicos, recubiertas con Nylon.

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-0925	Precio del m2 fabricado y confeccionado en protección de 0,25 mm./Pb. REF. AN91/025.	269,50 €
A-0935	Precio del m2 fabricado y confeccionado en protección de 0,35 mm./Pb. REF. AN91/035.	330,00 €
A-0950	Precio del m2 fabricado y confeccionado en protección de 0,50 mm./Pb. REF. AN91/050.	363,00 €
A-0999	Metro lineal de riel con 10 poleas y 2 topes.	115,50 €
NOTA:	Para calcular el precio de una cortina, debe de aumentarse 20 cm. de largo y 20 cm. de ancho a la medida del hueco como perdida de confección.	



VINILO PLOMIFERO

<u>REF.</u>	
A-1125	Vinilo plomífero de 60 cm. de ancho en 0,125 mm./Pb. (m.l.)
A-1126	Vinilo plomífero de 60 cm. de ancho en 0,167 mm./Pb. (m.l.)
A-1125D	Vinilo plomífero de 120 cm. de ancho en 0,25 mm./Pb. (m.l.)
A-1126D	Vinilo plomífero de 100 cm. de ancho en 0,50 mm./Pb. (m.l.)

CONSULTAR PRECIO

CINTURON ELASTICO


<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-0761	Cinturón elástico de 55 cm. (50-70)	39,60 €
A-0762	Cinturón elástico de 65 cm. (70-90)	44,00 €
A-0763	Cinturón elástico de 75 cm. (80-110)	48,40 €

CINTURON LUMBAR

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-0761L	Cinturón lumbar con protección de 55 cm. (50-70)	127,60 €
A-0762L	Cinturón lumbar con protección de 65 cm. (70-90)	136,40 €
A-0763L	Cinturón lumbar con protección de 75 cm. (80-110)	148,50 €

PERCHAS PARA DELANTALES

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-1112	Percha metálica para delantal y guantes REF. O-RG-01.	159,00 €



A-1113	Percha de madera para delantal. REF. AN41/C.	37,00 €
---------------	---	---------




PERCHEROS DE PARED

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
3-452	Perchero de pared para 1 delantal de acero epoxi blanco. Peso: 700gramos.	158,00 €

3-453	Perchero de pared para 3 delantales de acero epoxi blanco. Peso: 1,6Kgs	199,00 €
--------------	--	----------

3-454	Perchero de pared para 6 delantales de acero epoxi blanco. Peso: 3,2Kgs	267,00 €
--------------	--	----------



PERCHEROS RODABLES

Características:

- Marco de acero pintado en epoxi blanco
- Cuatro ruedas de 125mm de Ø, dos de ellas con freno de bloqueo.
- Brazo estable y de fácil desplazamiento
- Brazos desmontables que se quedan sujetos a la estructura sin necesidad de tornillos
- Suministrado desmontado: La base se monta con 3 tornillos.

REF.

P.V.P.

3-455-6 Perchero rodable para 6 delantales. Peso: 17Kgs	964,00 €
3-455-9 Perchero rodable para 9 delantales Peso: 20Kgs	1.063,00 €
3-456-12 Perchero rodable para 12 delantales Peso: 23Kgs	1.203,00 €



GAFAS DE PROTECCION ANTI-X**REF.****A-1120**

Gafas de protección frontal en 0,75 mm./Pb. Y lateral en 0,50mm/pb muy ligeras. Peso: 90 gramos. Mod. AN42/B

P. V. P.

275,00 €

**A-1124**

Gafas tipo panorámico / buzo, con una protección frontal de 0,75 mm./Pb., para poner encima de las gafas.

Peso: 119 gramos. Mod. AN42/D

260,00 €

**A-1125**

Gafas de protección frontal en 0,75mm/pb, muy ligeras y ergonómicas. Peso: 85 gramos Mod. AN42/F

270,00 €



<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-1126	Gafas de protección frontal en 0,75mm/pb y lateral en 0,35mm/pb con montura de goma dura color negro. Posibilidad para poner encima de gafas de ver. Peso: 93 gramos Mod. AN42/G	285,00 €



A-1127	Gafas de protección frontal en 0,75mm/pb ASTROFLEX Peso: 68 gramos Mod. AN42/H	280,00 €
---------------	---	----------



H-COS-10 Gafas de protección para láser. **Consultar Precio**

6000007 Gafas de protección Ultravioleta. **Consultar Precio**

NOTA IMPORTANTE:

Se fabrican gafas de protección con graduación **Consultar Precio**

MÁSCARAS DE PROTECCIÓN ANTI-X

<u>REF.</u>		<u>P.V.P</u>
MODEL A	Máscara de protección frontal anti-x, en 0.1 mm./Pb. Protección facial media	450,00 €
MODEL B	Máscara de protección frontal anti-x en 0.1 mm./Pb. Protección facial total	500,00 €

**CRISTALES PLOMIFEROS PARA PROTECCION DE RAYOS-X, CON 2
mm./Pb.**

REF.	<u>MEDIDAS STANDARD</u>	<u>P. V. P.</u>
A-1500	Cristal anti-x, 5 x 10 cm.	10,00 €
A-1501	Cristal anti-x, 13 x 18 cm.	47,00 €
A-1502	Cristal anti-x, 18 x 24 cm.	817,00 €
A-1503	Cristal anti-x, 24 x 30 cm.	144,00 €
A-1504	Cristal anti-x, 30 x 40 cm.	240,00 €
A-1505	Cristal anti-x, 35,6 x 35,6 cm.	253,00 €
A-1506	Cristal anti-x, 40 x 60 cm.	479,00 €
A-1507	Cristal anti-x, 60 x 80 cm.	957,00 €
A-1508	Cristal anti-x, 80 x 100 cm.	1.595,00 €
A-1515	Cristal anti-x 80 x 120 cm.	1.914,00 €
A-1509	Cristal anti-x, 80 x 150 cm.	2.392,00 €
A-1510	Cristal anti-x, 80 x 200 cm.	3.189,00 €
A-1511	Cristal anti-x, 100 x 100 cm.	1.993,00 €
A-1512	Cristal anti-x, 100 x 150 cm.	2.990,00 €
A-1513	Cristal anti-x, 100 x 200 cm.	3.986,00 €

Los cristales se mandaran siempre con un seguro obligatorio (60,00 €), desde la medida 40 x 60 cm. en adelante.

A partir de 6.000,00 € el seguro obligatorio será del 1 %

Igualmente llevarán embalaje especial de madera. (Ver precios hoja siguiente)

I.V.A.: 16%

PLAZO DE ENTREGA: 8-10 días.

CRISTALES PLOMADOS EN 3MM/PB

Cristal plomífero en 3 mm./Pb.

Se suministran en las mismas medidas que el cristal en 2 mm./Pb.

Para calcular el precio, se toma como base el cristal de 100 x 100 cm. (2.653,00 Euros)

Para proyectos de gran consumo, consultar descuentos.

CRISTALES DE MEDIDAS NO-STANDARD

Cuando una medida no es Standard, se podrá optar por el corte del cristal más cercano a la medida solicitada.

Medida máxima 120 x 240cm

PLAZO DE ENTREGA: 2 – 3 meses

EMBALAJES ESPECIALES PARA CRISTALES ANTI-X

<u>Ref.</u>	<u>Medidas Cristales</u>	<u>Medidas Embalaje</u>	<u>PRECIOS NETOS</u>
A-150 E	Cristal 30x40 cm.-35,6x35,6 cm.	52x52x13 cm.	30,05 €
A-151 E	Dos Unidades	52x52x16 cm.	45,08 €
A-153 E	Tres Unidades	52x52x19 cm.	60,10 €
A-154 E	Cristal 40x60 cm.	52x72x13 cm.	45,08 €
A-155 E	Dos Unidades	52x72x16 cm.	60,10 €
A-156 E	Tres Unidades	52x72x19 cm.	75,13 €
A-157 E	Cristal 60x80 cm.	72x92x13 cm.	60,10 €
A-158 E	Dos Unidades	72x92x16 cm.	75,13 €
A-159 E	Tres Unidades	72x92x19 cm.	90,15 €
A-160 E	Cristal 80x100 cm.	92x112x13 cm.	75,13 €
A-161 E	Dos Unidades	92x112x16 cm.	90,15 €
A-162 E	Tres Unidades	92x112x19 cm.	105,18 €
A-163 E	Cristal 100x100 cm.	112x112x13 cm.	90,15 €
A-164 E	Dos Unidades	112x112x16 cm.	105,18 €
A-165 E	Tres Unidades	112x112x19 cm.	120,20 €
A-166 E	Cristal 100x120 – 80x120 cm.	112x132x13 cm.	105,18 €
A-167 E	Dos Unidades	112x132x16 cm.	120,20 €
A-168 E	Tres Unidades	112x132x19 cm.	135,23 €
A-169 E	Cristal 100x150 – 80x150 cm.	112x162x13 cm.	120,20 €
A-170 E	Dos Unidades	112x162x16 cm.	150,25 €
A-171 E	Tres Unidades	112x162x19 cm.	180,30 €
A-172 E	Cristal 100x200 – 80x200 cm.	112x212x23 cm.	150,25 €
A-173 E	Dos Unidades	112x212x26 cm.	180,30 €
A-174 E	Tres Unidades	112x212x29 cm.	210,35 €

MAMPARAS DE PROTECCION ANTI-X

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
A-1150	Mampara de protección rodable de 1 cuerpo, panel anti-x en madera laminada de plomo 2 mm./Pb. Revestimiento en plástico, completa con un visor de cristal anti-x de 24 x 30 cm. Mod.: P-PM-01 Medidas: 80 x 190 cm. de alto. Peso aprox.: 73 Kg.	1.700,00 €
A-1151	Mampara de protección rodable igual a la anterior pero con cristal de 30 x 40 cm. Mod.: P-PM-02 Medidas: 80 x 190 cm. de alto. Peso aprox.: 75 Kg.	1.900,00 €
A-1152	Mampara de protección rodable de 3 cuerpos, panel anti-x en madera laminada de plomo 2 mm./Pb. Revestimiento en plástico, completa con un visor de cristal anti-x, 24 x 30 cm. Mod.: P-PM-03 Medidas: 80 x 190 + 2 de 30 x 190 cm. de alto. Peso aprox.: 105 Kg.	2.200,00 €
A-1153	Mampara de protección rodable igual a la anterior pero con cristal de 30 x 40 cm. Mod.: P-PM-04 Medidas: 80 x 190 + 2 de 30 x 190 cm. de alto. Peso aprox.: 107 Kg.	2.300,00 €
A-1154	Mampara de protección en 2 mm./Pb. rodable con cuatro ruedas, dos de ellas con freno, completa con un cristal de 60 x 80cm en 2 mm./Pb. Mod. S-SM-20 Medidas externas: 82 x 198 cm.	3.400,00 €

NOTA IMPORTANTE:

SE FABRICAN MAMPARAS DE PROTECCIÓN DE RAYOS X, EN 2MM/PB CON CRISTALES DE GRAN TAMAÑO, SOBRE BASES RODABLES CON 4 RUEDAS MONTADAS EN BASTIDOR DE MAMPARA 2 DE ELLAS CON FRENO.

Consultar Precio

EMBALAJES:

<u>REF.</u>		<u>PRECIO NETO</u>
A-1150 E	Embalaje para mampara de 1 cuerpo en madera.	98,00 €
A-1152 E	Embalaje para mampara de 3 cuerpos en madera.	162,00 €
A-1154 E	Embalaje para mamparas mitad cristal, mitad protección	180,00 €

CERCOS EMPLOMADOS PARA CRISTALES ANTI-X

<u>REF.</u>		<u>PRECIO NETO</u>
A-1165	Cercos construidos en madera de pino, para pintar o barnizar, con una protección de 2 mm./Pb. o protección mayor según demanda. Se fabrican en medidas de 7 – 14 – 21cm de grosor según el ancho del tabique <i>Sin Instalación.</i>	Consultar Precio

**EMPLOMADOS PARA SALAS DE RADIODIAGNOSTICO, RADIOTERAPIA
Y ACCESORIOS**

<u>REF.</u>		<u>PRECIO NETO</u>
A-1166	Emplomado de paredes con plancha de plomo de 2 mm./Pb.	Consultar precio
A-1167	Emplomado de suelos con plancha de plomo de 2 mm./Pb.	Consultar precio
A-1168	Emplomado de techos con plancha de plomo de 2 mm./Pb.	Consultar precio
A-1169	Puertas emplomadas en madera de pino para pintar o barnizar (SIN HERRAJES), en cualquier protección. <i>Sin Instalación.</i>	Consultar precio

Se hacen emplomados de suelos, paredes y techos en cualquier protección.

CONJUNTO ANTI-X MOD. AN11 CHALECO Y FALDA CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y POR DETRÁS



			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
2P2525100	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.	319,00 €			
2P2525102	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.		319,00 €		
2P2525117	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.			374,00 €	
2P2525129	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.				451,00 €
2P3535100	Conjunto AN11/035/035	P.V.P.	392,70€			
2P3535102	Conjunto AN11/035/035	P.V.P.		392,70 €		
2P3535117	Conjunto AN11/035/035	P.V.P.			440,00 €	
2P3535129	Conjunto AN11/035/035	P.V.P.				528,00 €
2P5050100	Conjunto AN11/050/050	P.V.P.	440,00€			
2P5050102	Conjunto AN11/050/050	P.V.P.		440,00 €		
2P5050117	Conjunto AN11/050/050	P.V.P.			507,10 €	
2P5050129	Conjunto AN11/050/050	P.V.P.				605,00 €

CONJUNTO ANTI-X MOD. AN11 CHALECO Y FALDA CON PROTECCIÓN
(025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
2P2525100	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.	319,00 €			
2P2525102	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.		319,00 €		
2P2525117	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.			374,00 €	
2P2525129	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.				451,00 €
2P3525100	Conjunto AN11/035/025	P.V.P.	363,00 €			
2P3525102	Conjunto AN11/035/025	P.V.P.		363,00 €		
2P3525117	Conjunto AN11/035/025	P.V.P.			418,00 €	
2P3525129	Conjunto AN11/035/025	P.V.P.				484,00 €
2P5025100	Conjunto AN11/050/025	P.V.P.	396,00€			
2P5025102	Conjunto AN11/050/025	P.V.P.		396,00 €		
2P5025117	Conjunto AN11/050/025	P.V.P.			462,00 €	
2P5025129	Conjunto AN11/050/025	P.V.P.				561,00 €

CONJUNTO ANTI-X MOD. AN12 CHALECO Y FALDA CRUZADO CON CINTURÓN LUMAR Y CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y DETRÁS



			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
2PN2525100	Conjunto AN12/025/025	P.V.P.	352,00 €			
2PN2525102	Conjunto AN12/025/025	P.V.P.		352,00 €		
2PN2525117	Conjunto AN12/025/025	P.V.P.			418,00 €	
2PN2525129	Conjunto AN12/025/025	P.V.P.				506,00 €
<hr/>						
2PN3535100	Conjunto AN12/035/035	P.V.P.	396,00 €			
2PN3535102	Conjunto AN12/035/035	P.V.P.		396,00 €		
2PN3535117	Conjunto AN12/035/035	P.V.P.			462,00 €	
2PN3535129	Conjunto AN12/035/035	P.V.P.				550,00 €
<hr/>						
2PN5050100	Conjunto AN12/050/050	P.V.P.	429,00 €			
2PN5050102	Conjunto AN12/050/050	P.V.P.		429,00 €		
2PN5050117	Conjunto AN12/050/050	P.V.P.			500,50 €	
2PN5050129	Conjunto AN12/050/050	P.V.P.				595,10 €

CONJUNTO ANTI-X MOD. AN12 CHALECO Y FALDA CON CINTURÓN LUMBAR Y CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
2PN2525100	Conjunto AN12/025/025	P.V.P.	352,00 €			
2PN2525102	Conjunto AN12/025/025	P.V.P.		352,00 €		
2PN2525117	Conjunto AN12/025/025	P.V.P.			418,00 €	
2PN2525129	Conjunto AN12/025/025	P.V.P.				506,00 €
<hr/>						
2PN3525100	Conjunto AN12/035/025	P.V.P.	374,00 €			
2PN3525102	Conjunto AN12/035/025	P.V.P.		374,00 €		
2PN3525117	Conjunto AN12/035/025	P.V.P.			440,00 €	
2PN3525129	Conjunto AN12/035/025	P.V.P.				528,00 €
<hr/>						
2PN5025100	Conjunto AN12/050/025	P.V.P.	407,00 €			
2PN5025102	Conjunto AN12/050/025	P.V.P.		407,00 €		
2PN5025117	Conjunto AN12/050/025	P.V.P.			473,00 €	
2PN5025129	Conjunto AN12/050/025	P.V.P.				550,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO PANORÁMICO MOD. AN34

P5050100 Delantal Panorámico AN34/050 P.V.P. (Talla Única) 308,00 €



DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO CRUZADO MOD. AN37 CON CINTURÓN LUMBAR Y CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y POR DETRÁS



			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
ON252590	Delantal AN37/025/90	P.V.P.	267,30 €	267,30 €	
ON2525100	Delantal AN37/025/100	P.V.P.	280,50 €	280,50 €	331,10 €
ON2525110	Delantal AN37/025/110	P.V.P.		309,10 €	364,10 €
ON2525120	Delantal AN37/025/120	P.V.P.		339,90 €	421,30 €
ON353590	Delantal AN37/035/90	P.V.P.	306,90 €	306,90 €	
ON3535100	Delantal AN37/035/100	P.V.P.	323,40 €	323,40 €	346,00 €
ON3535110	Delantal AN37/035/110	P.V.P.		355,30 €	418,00 €
ON3535120	Delantal AN37/035/120	P.V.P.		390,50 €	459,80 €
ON505090	Delantal AN37/050/90	P.V.P.	336,60 €	336,60 €	
ON5050100	Delantal AN37/50/100	P.V.P.	354,20 €	354,20 €	416,90 €
ON5050110	Delantal AN37/050/110	P.V.P.		389,40 €	457,60 €
ON5050120	Delantal AN37/050/120	P.V.P.		429,00 €	492,80 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO CRUZADO MOD.
AN37 CON CINTURÓN LUMBAR Y CON PROTECCIÓN (025/035/050 A
ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS**

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
ON252590	Delantal AN37/025/90	P.V.P.	267,30 €	267,30 €	
ON2525100	Delantal AN37/025/100	P.V.P.	280,50 €	280,50 €	331,10 €
ON2525110	Delantal AN37/025/110	P.V.P.		309,10 €	364,10 €
ON2525120	Delantal AN37/025/120	P.V.P.		339,90 €	421,30 €
ON352590	Delantal AN37/035/90	P.V.P.	275,00 €	275,00 €	
ON3525100	Delantal AN37/035/100	P.V.P.	286,00 €	286,00 €	334,40 €
ON3525110	Delantal AN37/035/110	P.V.P.		319,00 €	367,40 €
ON3525120	Delantal AN37/035/120	P.V.P.		352,00 €	404,80 €
ON502590	Delantal AN37/050/90	P.V.P.	302,50 €	302,50 €	
ON5025100	Delantal AN37/050/100	P.V.P.	330,00 €	330,00 €	385,00 €
ON5025110	Delantal AN37/050/110	P.V.P.		363,00 €	418,00 €
ON5025120	Delantal AN37/050/120	P.V.P.		396,00 €	451,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN38 CON CINTURÓN LUMBAR Y CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y POR DETRÁS



			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
O252590	Delantal AN38/025/90	P.V.P.	284,90 €	284,90 €	
O2525100	Delantal AN38/025/100	P.V.P.	299,20 €	299,20 €	355,30 €
O2525110	Delantal AN38/025/110	P.V.P.		330,00 €	386,10 €
O2525120	Delantal AN38/025/120	P.V.P.		360,80 €	424,60 €
O353590	Delantal AN38/035/90	P.V.P.	346,10 €	346,10 €	
O3535100	Delantal AN38/035/100	P.V.P.	365,20 €	365,20 €	429,00 €
O3535110	Delantal AN38/035/110	P.V.P.		401,50 €	470,80 €
O3535120	Delantal AN38/035/120	P.V.P.		441,10 €	518,10 €
O505090	Delantal AN38/050/90	P.V.P.	407,00 €	407,00 €	
O5050100	Delantal AN38/050/100	P.V.P.	427,90 €	427,90 €	502,70 €
O5050110	Delantal AN38/050/110	P.V.P.		473,00 €	553,30 €
O5050120	Delantal AN38/050/120	P.V.P.		522,50 €	609,40 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN38 CON
CINTURÓN LUMBAR Y CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR
DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS**

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
O252590	Delantal AN38/025/90	P.V.P.	284,90 €	284,90 €	
O2525100	Delantal AN38/025/100	P.V.P.	299,20 €	299,20 €	355,20 €
O2525110	Delantal AN38/025/110	P.V.P.		330,00 €	386,10 €
O2525120	Delantal AN38/025/120	P.V.P.		360,80 €	424,60 €
O352590	Delantal AN38/035/90	P.V.P.	330,00 €	330,00 €	
O3525100	Delantal AN38/035/100	P.V.P.	346,50 €	346,50 €	401,50 €
O3525110	Delantal AN38/035/110	P.V.P.		376,50 €	442,20 €
O3525120	Delantal AN38/035/120	P.V.P.		413,60 €	487,30 €
O502590	Delantal AN38/050/90	P.V.P.	354,20 €	354,20 €	
O5025100	Delantal AN38/050/100	P.V.P.	374,00 €	374,00 €	440,00 €
O5025110	Delantal AN38/050/110	P.V.P.		423,50 €	473,00 €
O5025120	Delantal AN38/050/120	P.V.P.		466,40 €	528,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO CASULLA MOD. AN39 CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS



	<u>Talla M/L</u>
C252590 Delantal AN39/025/025/90 P.V.P.	209,00 €
C2525100 Delantal AN39/025/025/100 P.V.P.	220,00 €
C2525110 Delantal AN39/025/025/110 P.V.P.	242,00 €
C2525120 Delantal AN39/025/025/120 P.V.P.	258,50 €
C352590 Delantal AN39/035/025/90 P.V.P.	220,00 €
C3525100 Delantal AN39/035/025/100 P.V.P.	231,00 €
C3525110 Delantal AN39/035/025/110 P.V.P.	253,00 €
C3525120 Delantal AN39/035/025/120 P.V.P.	277,20 €
C502590 Delantal AN39/050/025/90 P.V.P.	242,00 €
C5025100 Delantal AN39/050/025/100 P.V.P.	253,00 €
C5025110 Delantal AN39/050/025/110 P.V.P.	280,50 €
C5025120 Delantal AN39/050/025/120 P.V.P.	308,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO SUECO MOD. AN40 CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS



			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
HC252590	Delantal AN40/025/90	P.V.P.	154,00 €	154,00 €		
HC2525100	Delantal AN40/025/100	P.V.P.	165,00 €	165,00 €	187,00 €	220,00 €
HC2525110	Delantal AN40/025/110	P.V.P.	176,00 €	176,00 €	198,00 €	242,00 €
HC2525120	Delantal AN40/025/120	P.V.P.	187,00 €	187,00 €	209,00 €	264,00 €
HC352590	Delantal AN40/035/90	P.V.P.	176,00 €	176,00 €		
HC3525100	Delantal AN40/035/100	P.V.P.	187,00 €	187,00 €	209,00 €	242,00 €
HC3525110	Delantal AN40/035/110	P.V.P.	198,00 €	198,00 €	220,00 €	264,00 €
HC3525120	Delantal AN40/035/120	P.V.P.	220,00 €	220,00 €	242,00 €	286,00 €
HC502590	Delantal AN40/050/90	P.V.P.	198,00 €	198,00 €		
HC5025100	Delantal AN40/050/100	P.V.P.	209,00 €	209,00 €	231,00 €	269,50 €
HC5025110	Delantal AN40/050/110	P.V.P.	220,00 €	220,00 €	258,50 €	291,50 €
HC5025120	Delantal AN40/050/120	P.V.P.	242,00 €	242,00 €	280,50 €	319,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO PACIENTE MOD. AN42 SIN COLLARIN

		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>
IO500076	Delantal AN42/050/51x76 P.V.P.	148,50 €	
IO5000100	Delantal AN42/050/60x100 P.V.P.		170,50 €



DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO PACIENTE MOD. AN42C CON COLLARIN

		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>
IOC500076	Delantal AN42/050/51x76 P.V.P.	165,00 €	
IOC5000100	Delantal AN42/050/60x100 P.V.P.		203,50 €



FALDILLA DE PROTECCIÓN ANTI-X MOD. AN43

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
HP500020	Faldilla AN43/050/25x20	P.V.P.	66,00 €			
HP500030	Faldilla AN43/050/30x30	P.V.P.		71,50 €		
HP500040	Faldilla AN43/050/40x40	P.V.P.			96,80 €	
HP500050	Faldilla AN43/050/50x50	P.V.P.				104,50 €
HP10020	Faldilla AN43/1/25x20	P.V.P.	71,50 €			
HP10030	Faldilla AN43/1/30x30	P.V.P.		82,50 €		
HP10040	Faldilla AN43/1/40x40	P.V.P.			132,00 €	
HP10050	Faldilla AN43/1/50x50	P.V.P.				148,50 €



PROTECTOR DE TIROIDES ANTI-X MOD. AN45

		<u>Talla M</u>
TP2500	Protector de Tiroides AN45/025 P.V.P.	49,50 €
TP3500	Protector de Tiroides AN45/035 P.V.P.	53,90 €
TP5000	Protector de Tiroides AN45/050 P.V.P.	57,20 €



PROTECTOR DE TIROIDES ANTI-X MOD. AN46

		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>
ST250017	Protector de Tiroides AN46/025 P.V.P.	63,00 €	52,80 €
ST350017	Protector de Tiroides AN46/035 P.V.P.	55,00 €	60,50 €
ST500017	Protector de Tiroides AN46/050 P.V.P.	61,10 €	66,00 €



**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO CIRUJANO PARA
INTENSIFICADOR DE IMAGEN MOD. AN48**

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
II3525125100	Delantal AN48/100	P.V.P.	203,50 €	203,50 €	242,00 €	
II3525125110	Delantal AN48/110	P.V.P.	231,00 €	231,00 €	275,00 €	
II3525125120	Delantal AN48/120	P.V.P.			297,00 €	330,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO CIRUJANO MOD. AN50

			<u>Talla M</u>	<u>Talla XL</u>
S250090	Delantal AN50/025/90	P.V.P.	136,40 €	
S2500100	Delantal AN50/025/100	P.V.P.	143,00 €	181,50 €
S2500110	Delantal AN50/025/110	P.V.P.	157,30 €	203,50 €
S2500120	Delantal AN50/025/120	P.V.P.	172,70 €	220,00 €
S350090	Delantal AN50/035/90	P.V.P.	154,00 €	
S3500100	Delantal AN50/035/100	P.V.P.	162,80 €	203,50 €
S3500110	Delantal AN50/035/110	P.V.P.	179,30 €	231,00 €
S3500120	Delantal AN50/035/120	P.V.P.	196,90 €	247,50 €
S500090	Delantal AN50/050/90	P.V.P.	170,50 €	
S5000100	Delantal AN50/050/100	P.V.P.	179,30 €	231,00 €
S5000110	Delantal AN50/050/110	P.V.P.	196,90 €	247,50 €
S5000120	Delantal AN50/050/120	P.V.P.	216,70 €	275,00 €



**PROTECTOR COMBINADO OVARICO – TESTICULAR DE 0,50 Y 1 mm./Pb.
CON CINTURON DE AJUSTE**

		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
A-1080/050	Protector AN79/P 14,5x13,5 cm. 0,50 mm./Pb. P.V.P.	55,00 €		
A-1081/050	Protector AN79/M 19x17cm. 0,50 mm./Pb. P.V.P.		55,00 €	
A-1082/050	Protector AN79/G 22,5x21cm. 0,50 mm./Pb. P.V.P.			55,00€
A-1083/050	Protector AN79/P-M-G Juego de 3 0,50 mm./Pb. P.V.P.		143,00 €	
		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
A-1080/1	Protector AN79/P 14,5x13,5 cm. 1 mm./Pb. P.V.P.	63,00 €		
A-1081/1	Protector AN79/M 19x17 cm. 1 mm./Pb. P.V.P.		63,00 €	
A-1082/1	Protector AN79/G 22,5x21 cm. 1 mm./Pb. P.V.P.			63,00 €
A-1083/1	Protector AN79/P-M-G Juego de 3 1 mm./Pb. P.V.P.		165,00 €	



**PROTECTOR COMBINADO OVARICO – TESTICULAR NEONATAL 0,50
mm./Pb. CON CINTURON DE AJUSTE**

		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
A-1074/50	Juego de 3 Protectores Neo-Natales, tamaños P-M-G en 0,50 mm./Pb. P.V.P.		143,00 €	
	Medidas: 5 x 5cm – 8 x 7cm – 11 x 9,5cm.			
	Medidas Individuales P.V.P.	50,00 €	50,00 €	50,00 €


DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO SUECO ESPECIAL MOD. OGB90 CON BOLSILLO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
OGB252590 Delantal OGB90/025/025/90 P.V.P.	176,00 €	176,00 €	203,50 €
OGB2525100 Delantal OGB90/025/025/100 P.V.P.	187,00 €	187,00 €	220,00 €
OGB2525110 Delantal OGB90/025/025/110 P.V.P.	214,50 €	214,50 €	231,00 €
OGB2525120 Delantal OGB90/025/025/120 P.V.P.	220,00 €	220,00 €	242,00 €
OGB352590 Delantal OGB90/035/025/90 P.V.P.	209,00 €	209,00 €	253,00 €
OGB3525100 Delantal OGB90/035/025/100 P.V.P.	220,00 €	220,00 €	264,00 €
OGB3525110 Delantal OGB90/035/025/110 P.V.P.	253,00 €	253,00 €	286,00 €
OGB3525120 Delantal OGB90/035/025/120 P.V.P.	264,00 €	264,00 €	308,00 €
OGB502590 Delantal OGB90/050/025/90 P.V.P.	231,00 €	231,00 €	275,00 €
OGB5025100 Delantal OGB90/050/025/100 P.V.P.	242,00 €	242,00 €	286,00 €
OGB5025110 Delantal OGB90/050/025/110 P.V.P.	264,00 €	264,00 €	319,00 €
OGB5025120 Delantal OGB90/050/025/120 P.V.P.	286,00 €	286,00 €	341,00 €



DELANTALES ANTI-X PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO SUECO MOD. AN40 CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS



(No incluye tiroides)

			<u>Talla XS</u>
HC252570	Delantal AN40/025/70	P.V.P.	110,00 €
HC352570	Delantal AN40/035/70	P.V.P.	132,00 €
HC502570	Delantal AN40/050/70	P.V.P.	143,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN38 CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS



(No incluye tiroides)

			<u>Talla XS</u>
ON252570	Delantal AN38/025/025/70	P.V.P.	198,00 €
ON352570	Delantal AN38/035/025/70	P.V.P.	220,00 €
ON502570	Delantal AN38/050/025/70	P.V.P.	242,00 €

<i>MATERIAL DE PROTECCIÓN SIN PLOMO</i>
--

MANOPLAS DE PROTECCION ANTI-X SIN PLOMO

Se ajustan a la mano con cinta de velcro, especialmente diseñadas para Hemodinámica y Veterinaria.

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
HOX-250032Z	Par de manoplas en 0,25 mm./Pb.	104,50 €
HOX-350032Z	Par de manoplas en 0,35 mm./Pb.	121,00 €
HOX-500032Z	Par de manoplas en 0,50 mm./Pb.	132,00 €
HOX-1000032Z	Par de manoplas en 1 mm./Pb.	165,00 €

MANOPLAS TIPO GUANTE DE PROTECCION ANTI-X SIN PLOMO

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
HOX-250032GZ	Par de manoplas tipo guante en 0,25 mm./Pb.	143,00 €
HOX-350032GZ	Par de manoplas tipo guante en 0,35 mm./Pb.	165,00 €
HOX-500032GZ	Par de manoplas tipo guante en 0,50 mm./Pb.	198,00 €

MANGAS DE PROTECCIÓN ANTI-X SIN PLOMO

<u>REF.</u>		<u>P. V. P.</u>
LS2500Z	Manga larga (hombro hasta muñeca) en 0,25mm/pb	176,00 €
LS3500Z	Manga larga (hombro hasta muñeca) en 0,35mm/pb	198,00 €
LS5000Z	Manga larga (hombro hasta muñeca) en 0,50mm/pb	242,00 €
SS2500Z	Manga corta (hombro hasta codo) en 0,25mm/pb	159,50 €
SS3500Z	Manga corta (hombro hasta codo) en 0,35mm/pb	181,50 €
SS5000Z	Manga corta (hombro hasta codo) en 0,50mm/pb	209,00 €

CONJUNTO ANTI-X MOD. AN11Z CHALECO Y FALDA SIN PLOMO CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y POR DETRÁS

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
2P2525100Z	Conjunto AN11Z/025/025	P.V.P.	566,50 €		
2P2525102Z	Conjunto AN11Z/025/025	P.V.P.		566,50 €	
2P2525117Z	Conjunto AN11Z/025/025	P.V.P.			660,00 €
2P3535100Z	Conjunto AN11Z/035/035	P.V.P.	605,00 €		
2P3535102Z	Conjunto AN11Z/035/035	P.V.P.		605,00 €	
2P3535117Z	Conjunto AN11Z/035/035	P.V.P.			715,00 €
2P5050100Z	Conjunto AN11Z/050/050	P.V.P.	748,00 €		
2P5050102Z	Conjunto AN11Z/050/050	P.V.P.		748,00 €	
2P5050117Z	Conjunto AN11Z/050/050	P.V.P.			869,00 €

CONJUNTO ANTI-X MOD. AN11 CHALECO Y FALDA SIN PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
2P2525100Z	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.	566,50 €		
2P2525102Z	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.		566,50 €	
2P2525117Z	Conjunto AN11/025/025	P.V.P.			660,00 €
2P3525100Z	Conjunto AN11/035/025	P.V.P.	572,00 €		
2P3525102Z	Conjunto AN11/035/025	P.V.P.		572,00 €	
2P3525117Z	Conjunto AN11/035/025	P.V.P.			687,50 €
2P5025100Z	Conjunto AN11/050/025	P.V.P.	704,00 €		
2P5025102Z	Conjunto AN11/050/025	P.V.P.		704,00 €	
2P5025117Z	Conjunto AN11/050/025	P.V.P.			825,00 €

**CONJUNTO ANTI-X MOD. AN12Z CHALECO Y FALDA TIPO CRUZADO
SIN PLOMO CON CINTURÓN LUMBAR Y CON LA MISMA PROTECCIÓN
POR DELANTE Y POR DETRÁS**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
2PN2525100Z Conjunto AN12Z/025/025 P.V.P.	539,00 €		
2PN2525102Z Conjunto AN12Z/025/025 P.V.P.		539,00 €	
2PN2525117Z Conjunto AN12Z/025/025 P.V.P.			621,50 €
2PN3535100Z Conjunto AN12Z/035/035 P.V.P.	605,00 €		
2PN3535102Z Conjunto AN12Z/035/035 P.V.P.		605,00 €	
2PN3535117Z Conjunto AN12Z/035/035 P.V.P.			693,00 €
2PN5050100Z Conjunto AN12Z/050/050 P.V.P.	726,00€		
2PN5050102Z Conjunto AN12Z/050/050 P.V.P.		726,00 €	
2PN5050117Z Conjunto AN12Z/050/050 P.V.P.			836,00 €

**CONJUNTO ANTI-X MOD. AN12 CHALECO Y FALDA SIN PLOMO, CON
CINTURÓN LUMBAR Y CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR
DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
2PN2525100Z Conjunto AN12/025/025 P.V.P.	539,00 €		
2PN2525102Z Conjunto AN12/025/025 P.V.P.		539,00 €	
2PN2525117Z Conjunto AN12/025/025 P.V.P.			621,50 €
2PN3525100Z Conjunto AN12/035/025 P.V.P.	572,00 €		
2PN3525102Z Conjunto AN12/035/025 P.V.P.		572,00 €	
2PN3525117Z Conjunto AN12/035/025 P.V.P.			660,00 €
2PN5025100Z Conjunto AN12/050/025 P.V.P.	660,00 €		
2PN5025102Z Conjunto AN12/050/025 P.V.P.		660,00 €	
2PN5025117Z Conjunto AN12/050/025 P.V.P.			748,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO PANORÁMICO MOD. AN34Z
SIN PLOMO**

P5050100Z Delantal Panorámico AN34/050/Z(Talla Única)	473,00 €
---	----------

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN37Z
SIN PLOMO CON CINTURÓN LUMBAR Y CON LA MISMA PROTECCIÓN
POR DELANTE Y POR DETRÁS**

		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
ON252590Z	Delantal AN37Z/025/90 P.V.P.	390,50 €	390,50 €	
ON2525100Z	Delantal AN37Z/025/100 P.V.P.	407,00 €	407,00 €	467,50 €
ON2525110Z	Delantal AN37Z/025/110 P.V.P.		451,00 €	517,00 €
ON2525120Z	Delantal AN37Z/025/120 P.V.P.		495,00 €	566,50 €
ON353590Z	Delantal AN37Z/035/90 P.V.P.	429,00 €	429,00 €	
ON3535100Z	Delantal AN37Z/035/100 P.V.P.	451,00 €	451,00 €	517,00 €
ON3535110Z	Delantal AN37Z/035/110 P.V.P.		495,00 €	561,00 €
ON3535120Z	Delantal AN37Z/035/120 P.V.P.		550,00 €	616,00 €
ON505090Z	Delantal AN37Z/050/90 P.V.P.	528,00 €	528,00 €	
ON5050100Z	Delantal AN37Z/050/100 P.V.P.	550,00 €	550,00 €	632,50 €
ON5050110Z	Delantal AN37Z/050/110 P.V.P.		605,00 €	704,00 €
ON5050120Z	Delantal AN37Z/050/120 P.V.P.		665,50 €	770,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN37Z SIN
PLOMO CON CINTURÓN LUMBAR Y CON PROTECCIÓN (025/035/050 A
ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS**

		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
ON252590Z	Delantal AN37Z/025/90 P.V.P.	390,50 €	390,50 €	
ON2525100Z	Delantal AN37Z/025/100 P.V.P.	407,00 €	407,00 €	467,50 €
ON2525110Z	Delantal AN37Z/025/110 P.V.P.		451,00 €	517,00 €
ON2525120Z	Delantal AN37Z/025/120 P.V.P.		495,00 €	566,50 €
ON352590Z	Delantal AN37Z/035/90 P.V.P.	418,00 €	418,00 €	
ON3525100Z	Delantal AN37Z/035/100 P.V.P.	440,00 €	440,00 €	500,50 €
ON3525110Z	Delantal AN37Z/035/110 P.V.P.		484,00 €	550,00 €
ON3525120Z	Delantal AN37Z/035/120 P.V.P.		528,00 €	605,00 €
ON502590Z	Delantal AN37Z/050/90 P.V.P.	462,00 €	462,00 €	
ON5025100Z	Delantal AN37Z/050/100 P.V.P.	495,00 €	495,00 €	550,00 €
ON5025110Z	Delantal AN37Z/050/110 P.V.P.		550,00 €	605,00 €
ON5025120Z	Delantal AN37Z/050/120 P.V.P.		583,00 €	671,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN38 SIN PLOMO CON CINTURÓN LUMBAR Y CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y POR DETRÁS

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
O252590Z	Delantal AN38Z/025/90	P.V.P.	489,50 €	489,50 €	
O2525100Z	Delantal AN38Z/025/100	P.V.P.	517,00 €	517,00 €	588,50 €
O2525110Z	Delantal AN38Z/025/110	P.V.P.		572,00 €	649,00 €
O2525120Z	Delantal AN38Z/025/120	P.V.P.		627,00 €	715,00 €
O353590Z	Delantal AN38Z/035/90	P.V.P.	539,00 €	539,00 €	
O3535100Z	Delantal AN38Z/035/100	P.V.P.	583,00 €	583,00 €	671,00 €
O3535110Z	Delantal AN38Z/035/110	P.V.P.		638,00 €	748,00 €
O3535120Z	Delantal AN38Z/035/120	P.V.P.		704,00 €	803,00 €
O505090Z	Delantal AN38Z/050/90	P.V.P.	715,00 €	715,00 €	
O5050100Z	Delantal AN38Z/050/100	P.V.P.	759,00 €	759,00 €	880,00 €
O5050110Z	Delantal AN38Z/050/110	P.V.P.		830,50 €	957,00 €
O5050120Z	Delantal AN38Z/050/120	P.V.P.		913,00 €	1.050,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN38 SIN PLOMO CON CINTURÓN LUMBAR Y CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
O252590Z	Delantal AN38Z/025/90	P.V.P.	489,50 €	489,50 €	
O2525100Z	Delantal AN38Z/025/100	P.V.P.	517,00 €	517,00 €	588,50 €
O2525110Z	Delantal AN38Z/025/110	P.V.P.		572,00 €	649,00 €
O2525120Z	Delantal AN38Z/025/120	P.V.P.		627,00 €	715,00 €
O352590Z	Delantal AN38Z/035/90	P.V.P.	528,00 €	528,00 €	
O3525100Z	Delantal AN38Z/035/100	P.V.P.	561,00 €	561,00 €	638,00 €
O3525110Z	Delantal AN38Z/035/110	P.V.P.		605,00 €	704,00 €
O3525120Z	Delantal AN38Z/035/120	P.V.P.		671,00 €	770,00 €
O502590Z	Delantal AN38Z/050/90	P.V.P.	638,00 €	638,00 €	
O5025100Z	Delantal AN38Z/050/100	P.V.P.	660,00 €	660,00 €	770,00 €
O5025110Z	Delantal AN38Z/050/110	P.V.P.		737,00 €	825,00 €
O5025120Z	Delantal AN38Z/050/120	P.V.P.		792,00 €	907,50 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO CASULLA MOD. AN39Z SIN
PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y
0,25MM/PB POR DETRÁS**

	<u>Talla M/L</u>
C252590Z Delantal AN39Z/025/025/90 P.V.P.	330,00 €
C2525100Z Delantal AN39Z/025/025/100 P.V.P.	341,00 €
C2525110Z Delantal AN39Z/025/025/110 P.V.P.	374,00 €
C2525120Z Delantal AN39Z/025/025/120 P.V.P.	407,00 €
C352590Z Delantal AN39Z/035/025/90 P.V.P.	341,00 €
C3525100Z Delantal AN39Z/035/025/100 P.V.P.	363,00 €
C3525110Z Delantal AN39Z/035/025/110 P.V.P.	396,00 €
C3525120Z Delantal AN39Z/035/025/120 P.V.P.	440,00 €
C502590Z Delantal AN39Z/050/025/90 P.V.P.	385,00 €
C5025100Z Delantal AN39Z/050/025/100 P.V.P.	407,00 €
C5025110Z Delantal AN39Z/050/025/110 P.V.P.	440,00 €
C5025120Z Delantal AN39Z/050/025/120 P.V.P.	484,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO SUECO MOD. AN40Z SIN
PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y
0,25MM/PB POR DETRÁS**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
HC252590Z Delantal AN40Z/025/90 P.V.P.	253,00 €	253,00 €		
HC2525100Z Delantal AN40Z/025/100 P.V.P.	264,00 €	264,00 €	286,00 €	
HC2525110Z Delantal AN40Z/025/110 P.V.P.	286,00 €	286,00 €	319,00 €	374,00 €
HC2525120Z Delantal AN40Z/025/120 P.V.P.	319,00 €	319,00 €	352,00 €	418,00 €
HC352590Z Delantal AN40Z/035/90 P.V.P.	268,40 €	268,40 €		
HC3525100Z Delantal AN40Z/035/100 P.V.P.	280,50 €	280,50 €	308,00 €	
HC3525110Z Delantal AN40Z/035/110 P.V.P.	308,00 €	308,00 €	341,00 €	396,00 €
HC3525120Z Delantal AN40Z/035/120 P.V.P.	341,00 €	341,00 €	374,00 €	440,00 €
HC502590Z Delantal AN40Z/050/90 P.V.P.	330,00 €	330,00 €		
HC5025100Z Delantal AN40Z/050/100 P.V.P.	352,00 €	352,00 €	385,00 €	
HC5025110Z Delantal AN40Z/050/110 P.V.P.	385,00 €	385,00 €	429,00 €	495,00 €
HC5025120Z Delantal AN40Z/050/120 P.V.P.	429,00 €	429,00 €	473,00 €	539,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTIX, TIPO PACIENTE MOD. AN42Z SIN COLLARIN SIN PLOMO

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>
IO500076Z Delantal AN42Z/050/51x76 P.V.P.	220,00 €	
IO5000100Z Delantal AN42Z/050/60x100P.V.P.		275,00 €

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO PACIENTE MOD. AN42ZC CON COLLARIN SIN PLOMO

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>
IOC500076Z Delantal AN42Z050/51x76 P.V.P.	253,00 €	
IOC5000100Z Delantal AN42Z050/60x100P.V.P.		308,00 €

FALDILLA DE PROTECCIÓN ANTI-X MOD. AN43Z SIN PLOMO

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
HP500020Z Faldilla AN43Z/050/25x20 P.V.P.	82,50 €			
HP500030Z Faldilla AN43Z/050/30x30 P.V.P.		110,00 €		
HP500040Z Faldilla AN43Z/050/40x40 P.V.P.			143,00 €	
HP500050Z Faldilla AN43Z/050/50x50 P.V.P.				165,00 €
HP10020Z Faldilla AN43Z/1/25x20 P.V.P.	10,00 €			
HP10030Z Faldilla AN43Z/1/30x30 P.V.P.		143,00 €		
HP10040Z Faldilla AN43Z/1/40x40 P.V.P.			220,00 €	
HP10050Z Faldilla AN43Z/1/50x50 P.V.P.				253,00 €

PROTECTOR DE TIROIDES ANTI-X MOD. AN45Z SIN PLOMO

	<u>Talla M</u>
TP2500Z Protector de Tiroides AN45Z/025 P.V.P.	69,30 €
TP3500Z Protector de Tiroides AN45Z/035 P.V.P.	72,60 €
TP5000Z Protector de Tiroides AN45Z/050 P.V.P.	92,40 €

PROTECTOR DE TIROIDES ANTI-X MOD. AN46Z SIN PLOMO

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>
ST250017Z Protector de Tiroides AN46Z/025 P.V.P.	66,00 €	75,90 €
ST350017Z Protector de Tiroides AN46Z/035 P.V.P.	71,50 €	79,20 €
ST500017Z Protector de Tiroides AN46Z/050 P.V.P.	80,30 €	90,20 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO CIRUJANO PARA
INTENSIFICADOR DE IMAGEN MOD. AN48Z SIN PLOMO**

		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
II3525125100Z Delantal AN48Z/100 P.V.P.		330,00 €	330,00 €	374,00 €	
II3525125110Z Delantal AN48Z/110 P.V.P.		374,00 €	374,00 €	407,00 €	
II3525125120Z Delantal AN48Z/120 P.V.P.				445,50 €	495,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO CIRUJANO MOD. AN50Z SIN
PLOMO**

			<u>Talla M</u>	<u>Talla XL</u>
S250090Z	Delantal AN50Z/025/90	P.V.P.	220,00 €	
S2500100Z	Delantal AN50Z/025/100	P.V.P.	242,00 €	308,00 €
S2500110Z	Delantal AN50Z/025/110	P.V.P.	264,00 €	330,00 €
S2500120Z	Delantal AN50Z/025/120	P.V.P.	308,00 €	363,00 €
S350090Z	Delantal AN50Z/035/90	P.V.P.	231,00 €	
S3500100Z	Delantal AN50Z/035/100	P.V.P.	264,00 €	319,00 €
S3500110Z	Delantal AN50Z/035/110	P.V.P.	286,00 €	363,00 €
S3500120Z	Delantal AN50Z/035/120	P.V.P.	308,00 €	396,00 €
S500090Z	Delantal AN50Z/050/90	P.V.P.	264,00 €	
S5000100Z	Delantal AN50Z/050/100	P.V.P.	286,00 €	374,00 €
S5000110Z	Delantal AN50Z/050/110	P.V.P.	319,00 €	407,00 €
S5000120Z	Delantal AN50Z/050/120	P.V.P.	352,00 €	462,00 €

PROTECTOR COMBINADO OVARICO – TESTICULAR DE 0,50 Y 1 mm./Pb.
CON CINTURON DE AJUSTE SIN PLOMO

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
A-1080/050/Z Protector AN79Z/P 14,5x13,5cm. 0,50 mm./Pb. P.V.P.	71,00 €		
A-1081/050/Z Protector AN79Z/M 19x17 cm. 0,50 mm./Pb. P.V.P.		71,00 €	
A-1082/050/Z Protector AN79Z/G 22,5x21 cm. 0,50 mm./Pb. P.V.P.			71,00 €
A-1083/050/Z Protector AN79Z/P-M-G Juego de 3 en 0,50 mm./Pb.P.V.P.		166,00 €	
	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
A-1080/1/Z Protector AN79Z/P 14,5x13,5 cm 1 mm./Pb. P.V.P.	88,00 €		
A-1081/1/Z Protector AN79Z/M 19x17 cm. 1 mm./Pb. P.V.P.		88,00 €	
A-1082/1/Z Protector AN79Z/G 22,5x21 cm. 1 mm./Pb. P.V.P.			88,00 €
A-1083/1/Z Protector AN79Z/P-M-G Juego de 3 en 1 mm./Pb. P.V.P.		209,00 €	

DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO SUECO ESPECIAL MOD. OGB90Z CON BOLSILLO SIN PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
OGB252590Z Delantal OGB90Z/025/025/90Z P.V.P.	308,00 €	308,00 €	341,00 €
OGB2525100Z Delantal OGB90Z/025/025/100Z P.V.P.	330,00 €	330,00 €	352,00 €
OGB2525110Z Delantal OGB90Z/025/025/110Z P.V.P.	3520,00 €	352,00 €	390,50 €
OGB2525120Z Delantal OGB90Z/025/025/120Z P.V.P.	396,00 €	396,00 €	429,00 €
OGB352590Z Delantal OGB90Z/035/025/90Z P.V.P.	330,00 €	330,00 €	363,00 €
OGB3525100Z Delantal OGB90Z/035/025/100Z P.V.P.	341,00 €	341,00 €	379,50 €
OGB3525110Z Delantal OGB90Z/035/025/110Z P.V.P.	379,50 €	379,50 €	418,00 €
OGB2525120Z Delantal OGB90Z/025/025/120Z P.V.P.	418,00 €	418,00 €	462,00 €
OGB502590Z Delantal OGB90Z/050/025/90Z P.V.P.	379,50 €	379,50 €	418,00 €
OGB5025100Z Delantal OGB90Z/050/025/100Z P.V.P.	401,50 €	401,50 €	440,00 €
OGB5025110Z Delantal OGB90Z/050/025/110Z P.V.P.	440,00 €	440,00 €	484,00 €
OGB2525120Z Delantal OGB90Z/025/025/120Z P.V.P.	484,00 €	484,00 €	528,00 €

MATERIAL DE PROTECCIÓN LIGERO CON PLOMO
--

CONJUNTO ANTI-X MOD. AN11L CHALECO Y FALDA LIGEROS CON PLOMO CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y POR DETRÁS

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
2P2525100L	Conjunto AN11L/025/025 P.V.P.	462,00 €			
2P2525102L	Conjunto AN11L/025/025 P.V.P.			462,00 €	
2P2525117L	Conjunto AN11L/025/025 P.V.P.				528,00 €
2P3535100L	Conjunto AN11L/035/035 P.V.P.	528,00 €			
2P3535102L	Conjunto AN11L/035/035 P.V.P.			528,00 €	
2P3535117L	Conjunto AN11L/035/035 P.V.P.				616,00 €
2P5050100L	Conjunto AN11L/050/050 P.V.P.	605,00 €			
2P5050102L	Conjunto AN11L/050/050 P.V.P.			605,00 €	
2P5050117L	Conjunto AN11L/050/050 P.V.P.				693,00 €

CONJUNTO ANTI-X MOD. AN11L CHALECO Y FALDA LIGEROS CON PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
2P2525100L	Conjunto AN11L/025/025 P.V.P.	462,00 €			
2P2525102L	Conjunto AN11L/025/025 P.V.P.			462,00 €	
2P2525117L	Conjunto AN11L/025/025 P.V.P.				528,00 €
2P3525100L	Conjunto AN11L/035/025 P.V.P.	506,00 €			
2P3525102L	Conjunto AN11L/035/025 P.V.P.			506,00 €	
2P3525117L	Conjunto AN11L/035/025 P.V.P.				572,00 €
2P5025100L	Conjunto AN11L/050/025 P.V.P.	561,00 €			
2P5025102L	Conjunto AN11L/050/025 P.V.P.			561,00 €	
2P5025117L	Conjunto AN11L/050/025 P.V.P.				671,00 €

**CONJUNTO ANTI-X MOD. AN12L CHALECO Y FALDA TIPO CRUZADO
LIGEROS CON PLOMO CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y
POR DETRÁS**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
2PN2525100L Conjunto AN12N/025/025 P.V.P.	484,00 €		
2PN2525102L Conjunto AN12L/025/025 P.V.P.		484,00 €	
2PN2525117L Conjunto AN12L/025/025 P.V.P.			550,00 €
2PN3535100L Conjunto AN12L/035/035 P.V.P.	528,00 €		
2PN3535102L Conjunto AN12L/035/035 P.V.P.		528,00 €	
2PN3535117L Conjunto AN12L/035/035 P.V.P.			594,00 €
2PN5050100L Conjunto AN12L/050/050 P.V.P.	627,00 €		
2PN5050102L Conjunto AN12L/050/050 P.V.P.		627,00 €	
2PN5050117L Conjunto AN12L/050/050 P.V.P.			715,00 €

**CONJUNTO ANTI-X MOD. AN12L CHALECO Y FALDA TIPO CRUZADO
LIGEROS CON PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR
DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
2PN2525100L Conjunto AN12N/025/025 P.V.P.	484,00 €		
2PN2525102L Conjunto AN12L/025/025 P.V.P.		484,00 €	
2PN2525117L Conjunto AN12L/025/025 P.V.P.			550,00 €
2PN3525100L Conjunto AN12L/035/025 P.V.P.	500,50€		
2PN3525102L Conjunto AN12L/035/025 P.V.P.		500,50 €	
2PN3525117L Conjunto AN12L/035/025 P.V.P.			572,00 €
2PN5025100L Conjunto AN12L/050/025 P.V.P.	555,50 €		
2PN5025102L Conjunto AN12L/050/025 P.V.P.		555,50 €	
2PN5025117L Conjunto AN12L/050/025 P.V.P.			649,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO PANORÁMICO MOD. AN34L
LIGERO CON PLOMO**

P5050100L Delantal Panorámico AN34/L (Talla Única)	429,00 €
--	----------

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN37L
LIGERO CON PLOMO CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y
POR DETRÁS**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
ON252590L Delantal AN37L/025/90 P.V.P.	363,00 €	363,00 €	
ON2525100L Delantal AN37L/025/100 P.V.P.	379,50 €	379,50 €	440,00 €
ON2525110L Delantal AN37L/025/110 P.V.P.		418,00 €	484,00 €
ON2525120L Delantal AN37L/025/120 P.V.P.		462,00 €	528,00 €
ON353590L Delantal AN37L/035/90 P.V.P.	385,00 €	385,00 €	
ON3535100L Delantal AN37L/035/100 P.V.P.	407,00 €	407,00 €	467,50 €
ON3535110L Delantal AN37L/035/110 P.V.P.		456,50 €	517,00 €
ON3535120L Delantal AN37L/035/120 P.V.P.		495,00 €	561,00 €
ON505090L Delantal AN37L/050/90 P.V.P.	473,00 €	473,00 €	
ON5050100L Delantal AN37L/050/100 P.V.P.	495,00 €	495,00 €	572,00 €
ON5050110L Delantal AN37L/050/110 P.V.P.		572,00 €	627,00 €
ON5050120L Delantal AN37L/050/120 P.V.P.		605,00 €	693,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN37L
LIGERO CON PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR
DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
ON252590L Delantal AN37L/025/90 P.V.P.	363,00 €	363,00 €	
ON2525100L Delantal AN37L/025/100 P.V.P.	379,50 €	379,50 €	440,00 €
ON2525110L Delantal AN37L/025/110 P.V.P.		418,00 €	484,00 €
ON2525120L Delantal AN37L/025/120 P.V.P.		462,00 €	528,00 €
ON352590L Delantal AN37L/035/90 P.V.P.	374,00 €	374,00 €	
ON3525100L Delantal AN37L/035/100 P.V.P.	385,00 €	385,00 €	451,00 €
ON3525110L Delantal AN37L/035/110 P.V.P.		429,00 €	495,00 €
ON3525120L Delantal AN37L/035/120 P.V.P.		473,00 €	539,00 €
ON502590L Delantal AN37L/050/90 P.V.P.	440,00 €	440,00 €	
ON5025100L Delantal AN37L/050/100 P.V.P.	473,00 €	473,00 €	539,00 €
ON5025110L Delantal AN37L/050/110 P.V.P.		528,00 €	594,00 €
ON5025120L Delantal AN37L/050/120 P.V.P.		561,00 €	660,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN38L
LIGERO CON PLOMO CON LA MISMA PROTECCIÓN POR DELANTE Y
POR DETRÁS**

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
O252590L	Delantal AN38L/025/90	P.V.P.	418,00 €	418,00 €	
O2525100L	Delantal AN38L/025/100	P.V.P.	434,50 €	434,50 €	440,00 €
O2525110L	Delantal AN38L/025/110	P.V.P.		484,00 €	550,00 €
O2525120L	Delantal AN38L/025/120	P.V.P.		528,00 €	616,00 €
O353590L	Delantal AN38L/035/90	P.V.P.	462,00 €	462,00 €	
O3535100L	Delantal AN38L/035/100	P.V.P.	489,50 €	489,50 €	561,00 €
O3535110L	Delantal AN38L/035/110	P.V.P.		550,00 €	616,00 €
O3535120L	Delantal AN38L/035/120	P.V.P.		594,00 €	682,00 €
O505090L	Delantal AN38L/050/90	P.V.P.	572,00 €	572,00 €	
O5050100L	Delantal AN38L/050/100	P.V.P.	605,00 €	605,00 €	687,50 €
O5050110L	Delantal AN38L/050/110	P.V.P.		660,00 €	759,00 €
O5050120L	Delantal AN38L/050/120	P.V.P.		726,00 €	836,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO ABRIGO MOD. AN38L
LIGERO CON PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR
DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS**

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
O252590L	Delantal AN38L/025/90	P.V.P.	418,00 €	418,00 €	
O2525100L	Delantal AN38L/025/100	P.V.P.	434,50 €	434,50 €	440,00 €
O2525110L	Delantal AN38L/025/110	P.V.P.		484,00 €	550,00 €
O2525120L	Delantal AN38L/025/120	P.V.P.		528,00 €	616,00 €
O352590L	Delantal AN38L/035/90	P.V.P.	451,00 €	451,00 €	
O3525100L	Delantal AN38L/035/100	P.V.P.	473,00 €	473,00 €	539,00 €
O3525110L	Delantal AN38L/035/110	P.V.P.		517,00 €	594,00 €
O3525120L	Delantal AN38L/035/120	P.V.P.		572,00 €	660,00 €
O502590L	Delantal AN38L/050/90	P.V.P.	539,00 €	539,00 €	
O5025100L	Delantal AN38L/050/100	P.V.P.	561,00 €	561,00 €	649,00 €
O5025110L	Delantal AN38L/050/110	P.V.P.		616,00 €	715,00 €
O5025120L	Delantal AN38L/050/120	P.V.P.		660,00 €	781,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO CASULLA MOD. AN39L
LIGERO CON PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR
DELANTE Y 0,25MM/PB POR DETRÁS**

	<u>Talla M/L</u>
C252590L Delantal AN39L/025/025/90 P.V.P.	363,00 €
C2525100L Delantal AN39L/025/025/100 P.V.P.	352,00 €
C2525110L Delantal AN39L/025/025/110 P.V.P.	385,00 €
C2525120L Delantal AN39L/025/025/120 P.V.P.	407,00 €
C352590L Delantal AN39L/035/025/90 P.V.P.	352,00 €
C3525100L Delantal AN39L/035/025/100 P.V.P.	385,00 €
C3525110L Delantal AN39L/035/025/110 P.V.P.	407,00 €
C3525120L Delantal AN39L/035/025/120 P.V.P.	440,00 €
C502590L Delantal AN39L/050/025/90 P.V.P.	396,00 €
C5025100L Delantal AN39L/050/025/100 P.V.P.	418,00 €
C5025110L Delantal AN39L/050/025/110 P.V.P.	451,00 €
C5025120L Delantal AN39L/050/025/120 P.V.P.	495,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO SUECO MOD. AN40L LIGERO
CON PLOMO CON PROTECCIÓN (025/035/050 A ELEGIR) POR DELANTE Y
0,25MM/PB POR DETRÁS**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
HC252590L Delantal AN40L/025/90 P.V.P.	242,00 €	242,00 €		
HC2525100L Delantal AN40L/025/100 P.V.P.	253,00 €	253,00 €	275,00 €	
HC2525110L Delantal AN40L/025/110 P.V.P.	275,00 €	275,00 €	308,00 €	363,00 €
HC2525120L Delantal AN40L/025/120 P.V.P.	308,00 €	308,00 €	330,00 €	396,00 €
HC352590L Delantal AN40L/035/90 P.V.P.	253,00 €	253,00 €		
HC3525100L Delantal AN40L/035/100 P.V.P.	264,00 €	264,00 €	286,00 €	
HC3525110L Delantal AN40L/035/110 P.V.P.	286,00 €	286,00 €	319,00 €	385,00 €
HC3525120L Delantal AN40L/035/120 P.V.P.	319,00 €	319,00 €	352,00 €	418,00 €
HC502590L Delantal AN40L/050/90 P.V.P.	302,50 €	302,50 €		
HC5025100L Delantal AN40L/050/100 P.V.P.	319,00 €	319,00 €	352,00 €	
HC5025110L Delantal AN40L/050/110 P.V.P.	352,00 €	352,00 €	385,00 €	462,00 €
HC5025120L Delantal AN40L/050/120 P.V.P.	385,00 €	385,00 €	418,00 €	506,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTIX, TIPO PACIENTE MOD. AN42L SIN
COLLARIN LIGERO CON PLOMO**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>
IO500076L Delantal AN42L/050/51x76 P.V.P.	202,40 €	
IO5000100L Delantal AN42L/050/60x100P.V.P.		235,40 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO PACIENTE MOD. AN42LC
CON COLLARIN LIGERO CON PLOMO**

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>
IOC500076L Delantal AN42L050/51x76 P.V.P.	235,40 €	
IOC5000100L Delantal AN42L050/60x100P.V.P.		260,70 €

FALDILLA DE PROTECCIÓN ANTI-X MOD. AN43L LIGERO CON PLOMO

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
HP500020L Faldilla AN43L/050/25x20 P.V.P.	77,00 €			
HP500030L Faldilla AN43L/050/30x30 P.V.P.		88,00 €		
HP500040L Faldilla AN43L/050/40x40 P.V.P.			110,00 €	
HP500050L Faldilla AN43L/050/50x50 P.V.P.				137,50 €
HP10020L Faldilla AN43L/1/25x20 P.V.P.	93,50 €			
HP10030L Faldilla AN43L/1/30x30 P.V.P.		110,00 €		
HP10040L Faldilla AN43L/1/40x40 P.V.P.			170,50 €	
HP10050L Faldilla AN43L/1/50x50 P.V.P.				209,00 €

PROTECTOR DE TIROIDES ANTI-X MOD. AN45L LIGERO CON PLOMO

	<u>Talla M</u>
TP2500L Protector de Tiroides AN45L/025 P.V.P.	66,00 €
TP3500L Protector de Tiroides AN45L/035 P.V.P.	74,80 €
TP5000L Protector de Tiroides AN45L/050 P.V.P.	82,50 €

PROTECTOR DE TIROIDES ANTI-X MOD. AN46L LIGERO CON PLOMO

	<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>
ST250017L Protector de Tiroides AN46L/025 P.V.P.	71,50 €	77,00 €
ST350017L Protector de Tiroides AN46L/035 P.V.P.	77,00 €	82,50 €
ST500017L Protector de Tiroides AN46L/050 P.V.P.	88,00 €	93,50 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO CIRUJANO PARA
INTENSIFICADOR DE IMAGEN MOD. AN48L LIGERO CON PLOMO**

		<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>	<u>Talla XL</u>
II3525125100L Delantal AN48L/100 P.V.P.		286,00 €	286,00 €	308,00 €	
II3525125110L Delantal AN48L/110 P.V.P.		308,00 €	308,00 €	335,50 €	
II3525125120L Delantal AN48L/120 P.V.P.				374,00 €	440,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO CIRUJANO MOD. AN50L
LIGERO CON PLOMO**

			<u>Talla M</u>	<u>Talla XL</u>
S250090L	Delantal AN50L/025/90	P.V.P.	181,50 €	
S2500100L	Delantal AN50L/025/100	P.V.P.	187,00 €	242,00 €
S2500110L	Delantal AN50L/025/110	P.V.P.	209,00 €	275,00 €
S2500120L	Delantal AN50L/025/120	P.V.P.	231,00 €	297,00 €
S350090L	Delantal AN50L/035/90	P.V.P.	209,00 €	
S3500100L	Delantal AN50L/035/100	P.V.P.	220,00 €	275,00 €
S3500110L	Delantal AN50L/035/110	P.V.P.	242,00 €	302,50 €
S3500120L	Delantal AN50L/035/120	P.V.P.	264,00 €	330,00 €
S500090L	Delantal AN50L/050/90	P.V.P.	242,00 €	
S5000100L	Delantal AN50L/050/100	P.V.P.	264,00 €	330,00 €
S5000110L	Delantal AN50L/050/110	P.V.P.	275,00 €	363,00 €
S5000120L	Delantal AN50L/050/120	P.V.P.	308,00 €	396,00 €

**DELANTAL DE PROTECCIÓN ANTI-X, TIPO SUECO ESPECIAL MOD.
OGB90L CON BOLSILLO LIGERO CON PLOMO**

			<u>Talla S</u>	<u>Talla M</u>	<u>Talla L</u>
OGB252590L	Delantal OGB90L/025/025/90	P.V.P.	275,00 €	275,00 €	286,00 €
OGB2525100L	Delantal OGB90L/025/025/100	P.V.P.	286,00 €	286,00 €	308,00 €
OGB2525110L	Delantal OGB90L/025/025/110	P.V.P.	308,00 €	308,00 €	341,00 €
OGB2525120L	Delantal OGB90L/025/025/120	P.V.P.	341,00 €	341,00 €	374,00 €
OGB352590L	Delantal OGB90L/035/025/90	P.V.P.	291,50 €	291,50 €	319,00 €
OGB3525100L	Delantal OGB90L/035/025/100	P.V.P.	308,00 €	308,00 €	341,00 €
OGB3525110L	Delantal OGB90L/035/025/110	P.V.P.	341,00 €	341,00 €	396,00 €
OGB2525120L	Delantal OGB90L/025/025/120	P.V.P.	385,00 €	385,00 €	429,00 €
OGB502590L	Delantal OGB90L/050/025/90	P.V.P.	330,00 €	330,00 €	374,00 €
OGB5025100L	Delantal OGB90L/050/025/100	P.V.P.	352,00 €	352,00 €	385,00 €
OGB5025110L	Delantal OGB90L/050/025/110	P.V.P.	385,00 €	385,00 €	418,00 €
OGB2525120L	Delantal OGB90L/025/025/120	P.V.P.	418,00 €	418,00 €	462,00 €