

# PROTECTOR COMBINADO OVÁRICO-TESTICULAR MOD. AN79



**Protector combinado ovárico / testicular** de protección anti-x, fabricado en varias capas de vinilo plomífero, que aportan una gran flexibilidad, en un solo producto, con un cinturón de ajuste en velcro.

Se fabrican en protección de 0,50mm/pb y 1mm/pb

Se confecciona en Nylon Teflón, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.



**Tallas:** S- M- L

**Medidas:**

S= 14,5 x 13,5cm

M=19 x 17cm

L= 22,5 x 21cm

**Colores:** Azul, Gris, Verde, Burdeos...

**Materiales componentes de los equipamientos:**

0,5mm/pb: 3 láminas de 0,167mm Pb

1mm/pb: 6 láminas de 0,167mm Pb

*Colores:*

Azul Claro	Azul	Burdeos	Violeta
Rojo	Gris	Verde Oscuro	Verde
	Amarillo		