

PROTECTOR TIROIDES MOD. AN46



Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aportan una gran flexibilidad. Se fabrica en protección de **0,25 - 0,35 y 0,50mm Pb Para 100kV.**

Talla única, con un ancho de 17cm en la parte frontal.

Este protector de **TIROIDES** cubre totalmente la parte del cuello y de la nuca, con un cierre general en velcro.

Se confecciona en Nylon **Teflón**, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.

Colores: Azul-Gris-Verde-Burdeos...

Materiales componentes de los equipamientos:

0,25mm Pb: 2 láminas de 0,125mm Pb


0,35mm Pb: 3 láminas de 0,125mm Pb

0,50mm Pb: 3 láminas de 0.167mm Pb

Es aconsejable utilizar dicho protector con un delantal de protección.



29-40



AN46 - M

Colores:

Azul Claro	Azul	Burdeos	Violeta
Rojo	Gris	Verde Oscuro	Verde
	Amarillo		