

# PROTECTOR DE PECHO DE BISMUTO



## **REF. PRO-MB**

Protector de pecho para TAC

El peto protector ha sido optimizado a un grosor de 4 capas para proporcionar la máxima protección para el tejido del pecho a la vez que previene los artefactos en la porción diagnóstica de los TC de tórax.

El peto consiste en dos paneles grandes, uno para cada pecho, conectados y asegurados mediante tiras de velcro reforzadas. Cada panel está especialmente diseñado para adaptarse perfectamente a las curvaturas de la parte supina del cuerpo sin importar el tamaño del paciente, proporcionando la máxima protección a la parte media-superior del pecho, la axila y otras áreas radio sensitivas.

El peto permite una reducción de dosis aproximada de un 50%.

Tallas: M - L