

# PROTECTOR TIROIDES MOD. AN45



Fabricado en varias capas de vinilo plomífero que aportan una gran flexibilidad.

Se fabrica en protección de **0,25 - 0,35 y 0,50mm Pb Para 100kV.**

Este modelo se produce en la talla M con un largo de 20cm en la parte frontal y en la talla L con un largo de 42,5cm siempre en la parte frontal.

Modelo de protección de **TIROIDES** con cierre de velcro.

Se confecciona en Nylon **Teflón**, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.

**Colores:** Azul-Gris-Verde-Burdeos...


### Materiales componentes de los equipamientos:

0,25mm Pb: 2 láminas de 0,125mm Pb

0,35mm Pb: 3 láminas de 0,125mm Pb

0,50mm Pb: 3 láminas de 0.167mm Pb

**Es aconsejable utilizar dicho protector con un delantal de protección.**



AN45 - M

Colores:

Azul Claro	<b>Azul</b>	Burdeos	Violeta
<b>Rojo</b>	Gris	Verde Oscuro	Verde
	<b>Amarillo</b>		