

PROTECTOR GONADAL NEO-NATAL



Protector combinado ovárico testicular NEO-NATAL de protección anti-x, fabricado en varias capas de vinilo plomífero, que aportan una gran flexibilidad, en un solo producto, con un cinturón de ajuste en velcro.

Se fabrican en protección de **0,5mm/pb**.
Se confeccionan en Nylon Teflón, resistente al agua y a la suciedad, al impedir las fibras su penetración.

Tallas: P-M-G

P= 5 x 5cm

M= 8 x 7cm

G= 11 x 9,5cm

Colores:

Azul Claro	Azul	Burdeos	Violeta
Rojo	Gris	Verde Oscuro	Verde
	Amarillo		

Colores: Azul, Gris, Verde, Burdeos...

Materiales componentes de los equipamientos:

0,5mm/pb: 3 láminas de 0,167mm Pb

1mm/pb: 6 láminas de 0,167mm Pb