

VIDEOGAMMA 1250 REF. MRPVD1250

Gamma-counter detector automático para 250 muestras.
Versión para pequeños y medianos laboratorios R.I.A.
500 Análisis por día.

Incluye:

- detector NaI (TI) 1/2 "x 1/2"
- Intercambio automático para 250 muestras
- Unidad H.V. y analizador mono canal
- Interfaz con un PC
- Todas las funciones de software para procesamiento de datos para medidas de R.I.A., I.R.M.A., R.A.S.T. y hepatitis.
- Programas para gestión de laboratorio RIA y control de calidad relativa
- Ordenador personal 256 MB de RAM, 40 GB HD, FD 3,5 "1,44 Mb, Monitor de 17"
- Sistema operativo Windows

