

VIDEOGAMMA 1600 REF. MRPVD1600



Contador-Gamma manual de 16 detectores.

Mediciones Versión R.I.A. en tiempo reducidos (aproximadamente 150 muestras / 10 minutos).

Incluye:

- 16 detectores Nal (TI) 1 "x 1"
 - Unidad H.V. ajustable 600 a 1200 V
 - 16 canales de medición (uno para cada detector)
 - Indicador digital para lectura de las muestras en cada canal de medición y su calibración automática
 - PC 1800 MHz, 256 MB de RAM, 40 GB HD, FD 3,5 "1,44 MB, monitor de 17" - Sistema operativo Windows, impresora Color
 - Software completo para el procesamiento de datos medidas RIA, I.R.M.A. Con alineación automática de los canales de medición.
- Biblioteca de programas para la gestión de un laboratorio R.I.A. con control de calidad