

VIDEOGAMMA 4480 REF. MRPVD4480



Contador gamma automático 480 tubos con 4 detectores. Versión para grandes laboratorios R.I.A.

Incluye:

- 4 detectores de NaI (TI) 1/2 "x 1/2"
- Intercambiador automático para 480 muestras
- Unidad H.V. ajustable 600 a 1200 V
- 4 canales solo analizadores
- Indicador digital para la lectura de los cargos en cada canal de medición y su calibración automática
- PC, 256 MB de RAM, 40 GB HD, FD 3,5 "1,44 Mb,
- Monitor de 17 "- Sistema operativo Windows - impresora color
- Todas las funciones de software para el procesamiento de datos, medidas de RIA, IRMA, RAST, y HEPATITIS
- Alineación automática de los canales de medición. Biblioteca de programas para la gestión de un laboratorio R.I.A. con control de calidad