

VIDEOGAMMA 8480 REF. MRPVD8480



Contador gamma automático de 8 detectores, 480 muestras Versión para grandes laboratorios R.I.A. Posibilidad de realizar más de 400 Análisis/ hora hasta 4000 Análisis por día.

Incluye:

- 8 analizadores mono canal
- Intercambiador automático para 480 muestras
- unidad H.V. ajustable 600 a 1200 V
- Indicador digital para la lectura de las muestras en cada canal de medición y su calibración automática
- PC 256 MB de RAM, 40 GB HD, FD 3,5 "1,44 Mb, Monitor de 17" - Windows OS
- Impresora color
- Todas las funciones de software para el procesamiento de datos RIA, IRMA, RAST y HEPATITIS
- Alineación automática de los canales de medición. Biblioteca de programas para la gestión de un laboratorio R.I.A. con control de calidad