


VIDEOGAMMA RACK REF. MRPVDRACK



Contador gamma automático con capacidad de hasta 1008 muestras, Videogamma le permite mover las muestras directamente desde su envase sin ninguna manipulación por parte del operador.

El sistema está realizado por:

- Superficie de soporte para cualquier tipo de muestra envase R.I.A.
- Unidad móvil capaz de mover las muestras desde su ubicación hasta los contenedores de medición
- Blindaje de Plomo que proporciona un fondo de menos de 80 cpm para la J125
- Intercambiador de hasta 1008 asientos con geometría variable de conteo
- Unidad H.V. ajustable 600 a 1200 V
- Software completo para el procesamiento de datos RIA, IRMA, RAST y hepatitis (Por medio de los diferentes tipos de interpolación, tales como de punto a punto, lineales logit, logística de 4 Parámetros Spline)
- Alineación automática de los canales de medición
- Selección programable

Versión con 2 detectores de NaI (TI) ½ "x ½" €19.400

Versión con 4 detectores de NaI (TI) ½ "x ½" €22.700

Versión con 5 detectores de NaI (TI) ½ "x ½" €29.000

Versión con 6 detectores de NaI (TI) ½ "x ½" €31.000

Versión con 8 detectores de NaI (TI) ½ "x ½" €33.000

Versión con 10 detectores de NaI (TI) ½ "x ½" €38.700

Todas las versiones con Pc sistema operativo Windows XP Profesional, monitor de 19 "LCD e Impresora color