

ARMARIO BLINDADO REFRIGERADOR/CONGELADOR



ARMARIO BLINDADO PARA REFRIGERADOR/CONGELADOR

Mod. MRP-BLPBNE

ARMARIO

Descripción:

ARMARIO BLINDADO:

- Acabado Acero Carbono / Acero inoxidable satinado lavable y descontaminable
- Blindaje de plomo de espesor. 3-6-10-25-50 mm
- Pies de apoyo
- Bisagras de aleación de aluminio, anodizado en negro
- Polímeros mango
- Ubicación de Nevera o Combi según necesidad
- Doble ventilación inferior para evitar calentamiento del refrigerador.