

# ARMARIO CONTENEDOR DE RESIDUOS MRP-ARMH5



## CONTENEDORES DE RESIDUOS

**Modelo:** CR160 / 5

### Descripción:

#### El contenedor se compone de:

- Estructura en acero inoxidable AISI 304 satinado lavable y descontaminable, montados sobre ruedas de alta resistencia con freno.
- Revestimiento interno de acero inoxidable AISI 304 satinado lavable y descontaminable.
- Protección de plomo esp. 3mm . 15 mm con continuidad.
- 5 tapas de acero inoxidable, abierta de forma individual, con manijas especiales y bisagras reforzadas.
- 5 cerraduras de puertas con bisagras de acero inoxidable. Frontal para permitir un ajuste "para la extracción del contenedor desechable.

Tamaño externa total. 2500 (1000 1500) x450x800h