

CAJA FUERTE C402/20-30



CAJA FUERTE ALMACÉN DE FUENTES EN BRAQUITERAPIA

Mod. C402/20-30-50

Almacenamiento

Descripción:

Caja fuerte se compone de:

- Acero inoxidable satinado lavable y descontaminable
- Blindaje de plomo de espesor. mm. 20-30-50
- Pies de apoyo
- Bisagras de aleación de aluminio, anodizado en negro
- Polímeros mango
- 200x200x200mm compartimiento útil
- Dimensiones externas: 325Lx270Px280H
- Peso: alrededor de 120 Kg.-200 Kg