

CONTENEDOR DE RESIDUOS CRB448



Contenedor para agujas y residuos radiactivos

Mod. CRB448

Estructura soporte de acero inoxidable AISI 304 satinado lavable y descontaminable.

Cubierta removible de acero inoxidable AISI 304 satinado equipado con un sistema manual de apertura parcial (sistema de deslizamiento), para la inserción de agujas y / o cualquier otro producto, con asas para el levantamiento total de la tapa.

Gomas de apoyo (la versión de mesa)

Carro de acero inoxidable con ruedas giratorias con frenos ..

Mod CRB448 / 3 - CRB448 / 6 y CRB448/10 (versión de mesa).

Tamaño externo mm. 256x256x350h.

Tamaño interno. 220x220x235h. Preparados para recipientes desechables Mod Septbox SB30

Mod CRB448/20 con carro:

Tamaño externo mm. 300x300x390h

Tamaño interno. Preparados para envases 220x220x230h Mod Septbox SB30

Mod CRB448/30 con el carro:

Tamaño externo mm. 330x330x420h

Preparados para envases 220x220x230h Mod Septbox SB30

Mod CRB448 / 3 mm de espesor

Mod CRB448 / 6 mm de plomo

Mod CRB448/10 - 10 mm de espesor

Mod CRB448/20 - 20 mm de espesor

Mod CRB448/30 - 30 mm de espesor

