



## CONTENEDOR PLOMADO SOBRE MESA PARA RESIDUOS VENOPUNZION MRP-CRS



Contenedor plomado de sobremesa para blindar contenedores de desechos de venopunción de diferentes modelos. Acabado en acero inoxidable no poroso. Apertura para deposición de 90 x 70 mm. protegida por una tapa plomada, apertura para retirada de depósito de la tapa superior gracias a agarraderas laterales. Disponible en distintas medidas para diferentes contenedores de agujas.

Medidas internas: 180x180x260 mm

Blindaje: 3 mm de Pb. MRP-CRS3

Blindaje: 5 mm de Pb. MRP-CRS5

Blindaje 15 mm de Pb. MRP-CRS15