

PANTALLA MRP-P001



PANTALLA PLOMADA CON RUEDAS

Protección móvil mediante Pantalla plomada con ruedas y blindaje de hasta 5 cms.

Incluye barrera formada con ladrillos encastrados de 20 x 30 y 50 mm.

Dimensiones: 50 cms de ancho cubre hasta 1,50 ms de altura desde 0,40 por la parte inferior.

Acabado en acero inox. Con ruedas pivotantes permiten un suave desplazamiento y ubicación gracias a su freno al desplazamiento y giro.