

# LATERALES PANTALLAS MRP-PANTLAT-4



## MURO LATERAL PANTALLA

Las dimensiones son de 50 cms.de ancho x 40 cms Alto.

Espesor de blindaje 4 cms de plomo.

Material interior Plomo extrusionado para evitar poros y recubierto en acero para evitar siempre estar en contacto con el mismo.

Acabado Pintura Epoxi color exterior visto al "clorocaucho".

SIN RANURAS

MATERIALES DE 1ª CALIDAD

POSIBILIDAD ACERO INOXIDABLE (OPCION)