


PANTALLA PROTECCIÓN MRP-10149



Pantalla móvil Protección móvil Mod. 10149

Completamente en acero inoxidable AISI 304, sin huecos ni ranuras.
Adecuada para los bancos de trabajo.
Protección deslizante para bancos, blindada con 10 - 35 mm de plomo, MRP.

Dimensiones 40 cm x 65 cm x 40 cm

Ventana de cristal blindado de plomo de equivalencia.

Ruedas deslizamiento de nylon, inclinación del marco: 45 grados