

PANTALLA SOBREMESA MRP-PAV



PANTALLA SOBREMESA

Formada por conformado diédrico, con patas de goma para ubicar sobre mesa - opcionalmente provista de ruedas y encarrilada en resalte de Mueble-poyata, se desliza por toda su longitud.

Las dimensiones son de 40 cms. de ancho con y en la meseta de apoyo en el plano horizontal.

Espesor de blindaje 3,5 / 5 cms de plomo.

Con una ventana con vidrio plomado de espesor equivalente a la protección de la Pantalla, permite visualizar el área posterior en su meseta de manipulación.

Batea para colocación de objetos en su parte interior acabado acero inoxidable lavable y descontaminable.

El acabado en pintura color a definir y exterior visto al "clorocaucho". Opcionalmente Acero Inoxidable.