

PANTALLA PROTECCION LATERAL CAMA MRPLC



PANTALLAS PLOMADAS MOVILES:

Asegura la protección del Personal Técnico en presencia de pacientes tratados o fuentes de Cs137, Ir192 I131

Protección de plomo insertado en una estructura metálica. Posibilidad acabado Acero Inoxidable.

Ruedas giratorias con freno para mejor manejo y posicionamiento.

MRPLC20 20 mm Pb
MRPLC30 30 mm Pb
MRPLC40 40 mm Pb

